



CATALOGUE GÉNÉRAL

Orthopédie, Podologie, Sport, Maternité...
Découvrez nos produits & nos services
pour vous accompagner au quotidien.



2020



ACCOMPAGNATEUR EN MOUVEMENT

Présent dans de nombreux pays européens et plus particulièrement en France et en Espagne, **Orliman développe diverses solutions orthopédiques et se positionne comme un acteur incontournable de l'aide à la mobilité.** Nous vous proposons une offre complète répondant aux pathologies communes (chroniques ou traumatiques telles l'arthrose, les tendinites ou les fractures...) mais aussi plus spécifiques (tennis elbow, entorse de Chopart...). La gamme générale est complétée par des solutions dédiées aux enfants, aux sportifs, aux femmes enceintes ou encore répondant aux morphologies atypiques des personnes en surpoids.

Afin de toujours plus accompagner vos patients et de maximiser leur observance, nous mettons un point d'honneur à les placer au centre de toutes nos actions. Nous apportons également une attention particulière à votre accompagnement, cher partenaire, en vous proposant **une offre globale adaptée à votre activité mais aussi de nombreux outils tel l'outil d'aide à la vente et de formation personnalisé présent à la fin du catalogue.**

Construisons ensemble un partenariat durable !



NOS FORCES

Placer les patients au cœur
de nos solutions :



Produits adaptés à leurs contraintes quotidiennes
pour permettre la mobilité.



Produits adaptés à leurs besoins spécifiques
pour une délivrance précise.



Les équipes de **Recherche & Développement** Orliman nous permettent d'évoluer continuellement, afin d'offrir aux patients et aux professionnels de santé des solutions orthopédiques de qualité et des réponses spécifiques à leurs attentes précises.

Expliquer, montrer, informer...
en un mot **ACCOMPAGNER !**
Les patients et vous bien sûr !



**SERVICE
COMMANDE
TÉLÉPHONE**

Horaires : 8h45 - 18h30
sans interruption.




**COMMANDE
EN LIGNE**
Pharma ML.



**SERVICE
LIVRAISON
PERFORMANT**

Commande jusqu'à 16h30
Livraison avant 12h30
le lendemain.

POUR CHAQUE ARTICULATION, RETROUVEZ UNE AIDE À LA DÉLIVRANCE ADAPTÉE AUX TYPES DE PATHOLOGIES...

OS	MUSCLE	LIGAMENT	TENDON	CARTILAGE
				
Les os forment le squelette et structurent le corps humain.	Le muscle produit l'énergie nécessaire au mouvement de l'articulation.	Le ligament relie deux os d'une articulation pour guider le mouvement mais aussi le limiter.	Le tendon transfère le mouvement produit par les muscles aux os de l'articulation.	Le cartilage facilite le mouvement entre deux os tout en les protégeant de contacts trop violents.
FRACTURE	ÉLONGATION CLAQUAGE	ENTORSE	TENDINITE	ARTHROSE
La fracture est une lésion de l'os qui entraîne de façon plus ou moins importante une rupture de sa continuité. Selon sa gravité, elle peut être complète ou incomplète, avec ou sans déplacement.	L'élongation est un étirement excessif du muscle provoquant la déchirure de quelques fibres musculaires (sans saignement). Le claquage est une déchirure plus importante des fibres musculaires (avec saignement et hématome).	L'élongation (stage I) La déchirure (stage II) La rupture totale (stage III).	La tendinite est une inflammation du tendon trop sollicité par un mouvement répétitif. La dégradation des fibres du tendon peut être irréversible.	L'arthrose est une dégradation du cartilage recouvrant les extrémités des os au niveau de l'articulation. Apparaissant avec l'âge, elle provoque raideur ou blocage lorsque les os se touchent.
PATHOLOGIES TRAUMATIQUES			PATHOLOGIES CHRONIQUES	

ET AUX BESOINS DU PATIENT !



Facile à mettre

« J'ai besoin d'un produit qui soit facile à mettre, qui ne me fasse pas perdre de temps. »



Légereté

« J'ai besoin d'un produit qui soit très léger, que je ne sente plus, que j'oublie, qui soit discret. »



Évolutif

« J'ai besoin d'un produit tout en un, que je puisse faire évoluer et qui s'adapte à mon rythme de vie. »



Confort

« J'ai besoin d'un produit qui soit confortable car je vais le porter longtemps, il faut que je me sente bien dedans. »



Tendance

« J'ai besoin d'un produit qui me différencie des autres, qui m'apporte du plaisir lorsque je le porte. »



Spécifique

« J'ai besoin d'un produit un peu spécifique qui s'adapte à mes formes ou qui réponde à une pathologie très précise. »

Construisons ensemble
un partenariat durable !

20Ans

D'EXPERTISE EN MOBILITÉ

Suffisamment d'expérience pour être expert,
suffisamment jeune pour être dynamique & impertinent !



AVEC NOUS, CRÉEZ LA DIFFÉRENCE !

QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER DE PLUS ?



#1 L'ANALYSE

Évaluer les points clés de l'activité orthopédique & des grandes tendances.

Établir ensemble un plan d'action stratégique adapté à votre performance, à la physionomie de votre officine & aux besoins de votre clientèle.

#2 LA FORMATION

Évaluer les connaissances.

Proposer un plan de formation personnalisé en 3 étapes.

Mettre en place des formations courtes ou longues, adaptées à vos besoins.

Accompagner avec des guides complets pour faciliter votre délivrance.




#3 LA VISIBILITÉ

Développer des stratégies de communication personnalisées (pathologies, saisonnalité, cible...).

Fournir des outils de mise en avant & de clarification de l'offre.

Mettre en place des campagnes thématiques ciblées.



#4 L'OFFRE

Définir une offre adaptée.

Sélectionner rigoureusement notre gamme orthopédie.

Étudier les gammes complémentaires, selon votre typologie de patients.






TRONC & RACHIS

RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr



Collier C1

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Torticolis, Cervicarthrose débutante.

CARACTÉRISTIQUES :


- Système double densité «serpentine» : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité 32 kg/m³.



CONFORT

Forme anatomique
bonne repose au niveau
des maxillaires et du larynx.

Plusieurs hauteurs disponibles
pour une meilleure
adaptation morphologique.



Prise de mesures :
hauteur de cou, se prend
tête droite (regard vers
l'horizon), mesurer de la
trachée au menton
+ tour de cou, prendre la
circonférence à mi-chemin
entre la trachée et le
menton.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 5 cm		HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	3664338.000384	6034526	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfant	29 - 34 cm	-	-	3664338.000391	6034527	-	-	-	-	-	-
1	30 - 34 cm	-	-	-	-	3664338.000483	6034545	3664338.000407	6034530	3664338.000445	6034538
2	35 - 39 cm	-	-	-	-	3664338.000490	6034547	3664338.000414	6034531	3664338.000452	6034540
3	40 - 44 cm	-	-	-	-	3664338.000506	6034548	3664338.000421	6034533	3664338.000469	6034541
4	45 - 50 cm	-	-	-	-	3664338.000513	6034549	3664338.000438	6034535	3664338.000476	6034544

LPPR : 2118823 / 9,25€^{TTC}

Prescrire : Collier C1 - Orliman®

Collier C2

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Névralgie cervico-brachiale,
Cervicarthrose aiguë, Entorse légère.

CARACTÉRISTIQUES :


- Système double densité «serpentine» : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Renfort intégré inamovible en plastique,
- Densité 32 kg/m³.



CONFORT

Forme anatomique
bonne repose au niveau
des maxillaires et du larynx.

Plusieurs hauteurs disponibles
pour une meilleure
adaptation morphologique.



Prise de mesures :
hauteur de cou, se prend
tête droite (regard vers
l'horizon), mesurer de la
trachée au menton
+ tour de cou, prendre la
circonférence à mi-chemin
entre la trachée et le
menton.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 5 cm		HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	3664338.000254	6034502	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfant	29 - 34 cm	-	-	3664338.000261	6034503	-	-	-	-	-	-
1	30 - 34 cm	-	-	-	-	3664338.000278	6034504	3664338.000308	6034509	3664338.000346	6034516
2	35 - 39 cm	-	-	-	-	3664338.000285	6034505	3664338.000315	6034510	3664338.000353	6034518
3	40 - 44 cm	-	-	-	-	3664338.000292	6034507	3664338.000322	6034512	3664338.000360	6034519
4	45 - 50 cm	-	-	-	-	-	-	3664338.000339	6034513	3664338.000377	6034522

LPPR : 2139009 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 - Orliman®

COLLIER CERVICAL RIGIDE

Collier C3

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme cervical, Entorse moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Réglable en hauteur par fixation auto-agrippante,
- Structure plastique.




SPÉCIFIQUE



Bords du collier recouverts
d'un capitonnage
en simili-cuir

TAILLE	TOUR DE COU	ACL 13
1	36 - 40 cm	34010.4640802.2
2	41 - 45 cm	34010.4640819.0
3	46 - 50 cm	34010.4640825.1

LPPR : 2105938 / 15,71€^{TTC}

Prise de mesures :
tour de cou, prendre
la circonférence à
mi-chemin entre la
trachée et le menton.

Prescrire : Collier C3 - Orliman®

COLLIER CERVICAL RIGIDE

Collier C4

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse grave, Trachéotomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Appui sternal (mentonnier) et occipital,
- Immobilisation du rachis cervical avec ouverture trachéale,
- Structure plastique avec plaque perforée permettant la prise de pouls et un passage de canule pour une trachéotomie.




SPÉCIFIQUE



Mentonnaire permettant
de limiter le mouvement
de la tête

TAILLE	TOUR DE COU	ACL 13
1	28 - 33 cm	34010.9767950.1
2	33 - 43 cm	34010.9767967.9

LPPR : 2193813 / 18,77€^{TTC}


Prise de mesures :
tour de cou, prendre
la circonférence à
mi-chemin entre la
trachée et le menton.

Prescrire : Collier C4 - Orliman®

Dos

Guide de délivrance

#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE LA CEINTURE SELON LA PATHOLOGIE



#2 IDENTIFICATION DE L'EXPÉRIENCE D'UTILISATION ET DES FACTEURS DE RISQUE

TRAVAILLEUR DE FORCE	Port de charges lourdes. Se pencher plus de 4h par jour.
TERTIAIRE CITADIN CONDUCTEUR	Conduire plusieurs heures par jour. Station debout plusieurs heures par jour. Position assise prolongée.
LOISIRS PRÉVENTION	Activité physique modérée ou occasionnelle.
FEMME ENCEINTE	Durant la grossesse & après l'accouchement.

#3 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER

	LOMBALGIES	PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES		MATERNITÉ		
	FATIGUE MUSCULAIRE PASSAGÈRE / DÉFICIENCE MUSCULAIRE	LOMBALGIE CHRONIQUE / LUMBAGO	LOMBALGIE AÏGUE / LOMB-ARTHROSE	DISCOPATHIE HERNIE DISCALE SPONDYLARTHROSE STABILISATION LOMBAIRE TASSEMENTS VERTÉBRAUX	LOMBALGIE / INCONFORT POSTURAL	DOULEURS PELVIENNES ET/OU SACRO-ILIAQUES / PUBALGIE
TRAVAILLEUR DE FORCE	LOMBOTHERM® PAGE 15 Confort	LOMBOBELT RENFORT® PAGE 12 Confort	LOMBOBELT ACTIV® PAGE 11 Confort	DYNAMIC FIX® PAGE 11 Évolutif	NINAË CASUAL® PAGE 16 Confort	MONAË LIGHT® PAGE 17 Légèreté
TERTIAIRE / CITADIN CONDUCTEUR	LOMBOTHERM® PAGE 15 Confort	L'ÉVOLUTIVE® PAGE 13 Évolutif	LOMBOBELT ACTIV® PAGE 11 Confort	DYNAMIC FIX® PAGE 11 Évolutif	NINAË EVOLUTION® PAGE 16 Évolutif	
LOISIRS PRÉVENTION	LOMBOTHERM® PAGE 15 Confort	LOMBOBELT® PAGE 15 Confort	LOMBOSOFT® PAGE 14 Légèreté			

#4 ADAPTER LA DÉLIVRANCE À LA MORPHOLOGIE DU PATIENT

TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR DE LA CEINTURE
< 160 cm	H21 • H23 cm
> 160 cm	H26 • H28 cm

indépendamment de la taille du patient, sa posture lors de son activité professionnelle ou de loisir peut avoir un impact sur le choix de la hauteur de sa ceinture :

Posture principale ACCROUPEE	H21 ou H23 possible
Posture principale DEBOUT	H26 ou H28 possible

CEINTURE CORSET

Dynamic Fix® 23 & 28 cm

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tassements vertébraux, Métastases vertébrales, Spondylolyse, Spondylarthrite, Discarthrose, Post-opératoire, Lombarthrose,
Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie),
Ostéoporose, Stabilisation lombaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur du plastron abdominal :
14 cm sur le modèle hauteur 23 cm,
18 cm sur le modèle hauteur 28 cm.




Fournie avec 2 coques interchangeables
(thermoformable ou semi-rigide) pour adapter la ceinture aux différentes pathologies du patient (immobilisation renforcée à modérée).



TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 23 cm		HAUTEUR 28 cm
		EAN 13	ACL 7	ACL 13
1	75 - 85 cm	3664338.001657	6040808	34010.6018166.6
2	85 - 95 cm	3664338.001664	6040809	34010.6018167.3
3	95 - 110 cm	3664338.001671	6040810	34010.6018168.0
4	110 - 125 cm	3664338.001688	6040811	34010.6018169.7
5	125 - 140 cm	3664338.001695	6040812	34010.6018170.3

LPPR : 201E00.05 / 167,69€^{TTC}**Système multi-poulies au dos**

associé au réglage par filins permet une contention homogène et un serrage sans effort.



Prescrire : Dynamic Fix® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombobelt Activ® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lomalgie aiguë, Post-opératoire, Lombarthrose, Symptôme sacro-iliaque.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 sangles de serrage combinées à un système de poulies offrant une contention progressive et une correction posturale sans effort,
- Découpe spécifique et matériaux choisis pour offrir un excellent confort,
- Hauteur du plastron abdominal : 16 cm.


2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm

pour une meilleure adaptation morphologique.

**Réglage distinct dorso-lombaire et sacro-lombaire**

permettant de diminuer les contraintes exercées sur les vertèbres lombaires.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)	HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)
		ACL 13	ACL 13
1	65 - 75 cm	34015.9713084.7	34010.5172705.7
2	75 - 90 cm	34015.9713090.8	34010.5172728.6
3	90 - 105 cm	34015.9713109.7	34010.5172740.8
4	105 - 120 cm	34015.9713115.8	34010.5172757.6
5	120 - 140 cm	34015.9713121.9	34015.6224640.5

LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC} LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}

Prescrire : Lombobelt Activ® - Orliman®

Lombobelt Renfort® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lumbago.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot ajouré unidirectionnel très résistant permettant une contention forte.
- Tricot 3D respirant au niveau des baleines dorsales pour plus de confort,
- Hauteur du plastron abdominal : 13 cm sur le modèle hauteur 21 cm, 18 cm sur le modèle hauteur 26 cm.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm

pour une meilleure adaptation morphologique.



CONFORT




Travailleur de force

Double bande de rappel postural favorisant une contention graduelle en fonction de l'effort à fournir.

Baleines rigides à préformer à la main pour un maintien adapté.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		ACL 13		TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	55 - 75 cm	34010.4633877.0	-	-	-
2	75 - 90 cm	34010.4633883.1	60 - 75 cm	34010.4486583.4	
3	90 - 105 cm	34010.4633908.1	75 - 90 cm	34010.4486608.4	
4	105 - 125 cm	34010.4633914.2	90 - 105 cm	34010.4486614.5	
5	125 - 145 cm	34010.6006103.6	105 - 120 cm	34010.4486620.6	
6	-	-	120 - 145 cm	34010.4486637.4	
7	-	-	145 - 160 cm	34010.6005611.7	

LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC} LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}



Prise de mesures : tour de taille.

Prescrire : Lombobelt Renfort® - Orliman®

oneplus

Ceinture de soutien lombaire 32 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie et sciatique, Hernie discale, Spondylolyse et spondylarthrite, Tension ou déchirure des muscles ou des ligaments qui soutiennent les vertèbres lombaires,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de 4 sangles semi-rigides et réglables dont 2 avec système de fermeture éclair,
- 3 renforts semi-rigides pour un maintien accru de la zone abdominale,
- Système de fixation par micro-velcro®,
- Hauteur dorsale : 32 cm, Hauteur du plastron : 32 cm,
- Contient du latex.




Double bande de rappel postural en tissu élastique avec système de passe-main.



SPÉCIFIQUE



Morphologies spécifiques




4 baleines dorsales en acier galvanisé.



Fermeture éclair antéro-latérale facilitant le positionnement et le réglage de la ceinture.

HAUTEUR 32 cm			
TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	132 - 142 cm	8435025.999732	6037713
2	142 - 152 cm	8435025.999749	6037715
3	152 - 162 cm	8435025.999756	6037767
4	162 - 172 cm	8435025.999763	6037770

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}



Prise de mesures : tour de taille à l'endroit le plus fort.

Prescrire : Ceinture de soutien lombaire One Plus - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

L'Évolutive® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :Stabilisation lombaire, Hernie discale
(Sciatalgie, Cruralgie).**CARACTÉRISTIQUES :**

- Matériaux fins et souples pour un port prolongé agréable,
- Fixation micro-velcro® n'abîmant pas les vêtements.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm

pour une meilleure adaptation morphologique.

2 coloris disponibles

- noir
- gris





ÉVOLUTIF



Travailleur tertiaire

Plastron abdominal de 13 cm

pour plus de confort en position assise.

**Système de rappel postural amovible et ajustable en hauteur.**Prise de mesures :
tour de taille.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		ACL 13		ACL 13	
1	55 - 75 cm	● 34010. 8178045. 9 ● 34015. 8278999. 9	55 - 70 cm	● 34010. 8178157. 9 ● 34015. 8279007. 0	
2	75 - 90 cm	● 34010. 8178111. 1 ● 34015. 8279036. 0	70 - 85 cm	● 34010. 8178163. 0 ● 34015. 8279065. 0	
3	90 - 105 cm	● 34010. 8178134. 0 ● 34015. 8279013. 1	85 - 100 cm	● 34010. 8178186. 9 ● 34015. 8279071. 1	
4	105 - 125 cm	● 34010. 8178140. 1 ● 34015. 8279059. 9	100 - 120 cm	● 34010. 8178192. 0 ● 34015. 8279042. 1	
5	125 - 140 cm	● 34010. 6018175. 8 ● 34010. 6018174. 1	120 - 140 cm	● 34010. 8178200. 2 ● 34015. 8279094. 0	
		LPPR : 201E00.021 / 47,19€ ^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€ ^{TTC}	

Prescrire : L'Évolutive® - Orliman®

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombosoft® 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie, Lumbago, Sciatalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D procurant une grande souplesse et agissant comme une seconde peau,
- Baleines souples permettant une parfaite adaptation morphologique,
- Baleines dorsales amovibles,
- Hauteur du plastron abdominal : 13 cm.



Tissu en maille aérée ultra-respirant.




Système de passe-doigts pour faciliter la mise en place.

Élasticité supérieure aux bords pour un maximum de confort.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE HOMME	TOUR DE TAILLE FEMME	EAN 13	ACL 7
1	60 - 75 cm	55 - 65 cm	3664338.001596	6040802
2	75 - 85 cm	65 - 75 cm	3664338.001602	6040803
3	85 - 100 cm	75 - 90 cm	3664338.001619	6040804
4	100 - 115 cm	90 - 100 cm	3664338.001626	6040805
5	115 - 130 cm	100 - 115 cm	3664338.001633	6040806
6	130 - 140 cm	115 - 125 cm	3664338.001640	6040807

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TT}C



Prescrire : Lombosoft® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombofit® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lumbago, Fatigue musculaire, Déficience musculaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu souple,
- Tricot 3D respirant au niveau des baleines dorsales pour plus de confort,
- 3 tailles,
- Hauteur du plastron abdominal : 15 cm sur le modèle hauteur 21 cm, 17 cm sur le modèle hauteur 26 cm.



Système de passants latéraux pour maintenir les sangles de rappel postural à portée de main.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm pour une meilleure adaptation morphologique.

Système de passe-main




HAUTEUR 21 cm

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13	ACL 13
1	75 - 95 cm	34010.6017609.9	34010.6017612.9
2	95 - 120 cm	34010.6017610.5	34010.6017613.6
3	120 - 145 cm	34010.6017611.2	34010.6017614.3

LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TT}C LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TT}C



Prescrire : Lombofit® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombobelt® 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :**Fatigue musculaire, Déficience musculaire, Lumbago, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).****CARACTÉRISTIQUES :**

- 4 baleines dorsales et 2 baleines antérieures souples,
- Double système de passe-main,
- Tricot 3D respirant dans le dos pour plus de confort,
- Plastron abdominal double sangle de 17 cm.




Plastron abdominal double sangle
 $\frac{2}{3}$ inférieur et $\frac{1}{3}$ supérieur pour une meilleure adaptation à la morphologie du patient.

Tricot perforé à densité plus faible sur la sangle supérieure
 moins compressif pour plus de confort.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE (HOMME)	TOUR DE HANCHES (FEMME)	ACL 13
1	65 - 75 cm	75 - 85 cm	34010.4486643.5
2	75 - 90 cm	85 - 98 cm	34010.4486666.4
3	90 - 105 cm	98 - 111 cm	34010.4486672.5
4	105 - 120 cm	111 - 125 cm	34010.4486689.3
5	120 - 140 cm	125 - 140 cm	34010.4486695.4

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}

Prescrire : Lombobelt® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombotherm® 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :**Lumbago, Fatigue musculaire, Déficience musculaire.****CARACTÉRISTIQUES :**

- Système de maintien de la compresse chaud/froid (fournie) permettant de conserver une mobilité tout en profitant des bienfaits décontractants de la chaleur (thermothérapie), réglable en hauteur et en tricot 3D permettant une progression de la diffusion du chaud/froid.
- Tricot 3D respirant dans le dos pour plus de confort.
- Fixation auto-agrippante micro-injection facilement repositionnable sans adhérer aux vêtements.




Velours extensible
 s'adaptant avec souplesse à la morphologie.

Tissu lycra®
 agréable à porter en position assise et procurant au patient un effet seconde peau.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	70 - 90 cm	34010.2620267.1
2	91 - 110 cm	34010.2620273.2
3	111 - 145 cm	34010.2620296.1

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}

Fournie avec une compresse chaud/froid ThermoPad
 Possibilité de commander la compresse seule, voir page 152.



Prescrire : Lombotherm® - Orliman®

NOUVEAU

Ninaë evolution® 21 & 26 cm

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort,
- **Bandeau intermédiaire souple avec pads de massage exerçant une pression douce sur les zones douloureuses dans le bas du dos,**
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse, ligne dégagée à l'aîne, tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Rappel postural ajustable

Partie avant amovible et évolutive avec ligne dégagée à l'aîne.

Bandeau souple avec pads de massage



Design Switchsystem™

offrant plusieurs choix de combinaisons, plus d'informations page 99.

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003286	6211582	3664338.003293	6211584
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Ninaë evolution® - Orliman® Maternity

NOUVEAU

Ninaë casual® 21 & 26 cm

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

- Conception en 2 parties amovibles pour un soutien lombaire optimal et un transfert du poids du bébé sur les hanches, sans pression sur le ventre :
- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort.
 - Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse (ligne dégagée à l'aîne), tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Rappel postural ajustable

Partie avant amovible et évolutive avec ligne dégagée à l'aîne.



TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003200	6211573	3664338.003217	6211574
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Ninaë casual® - Orliman® Maternity

BANDE-CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Babylomb® 26 cm

CHRONIQUE

GROSSESSE

INDICATIONS :

Lombalgie chez la femme enceinte,
Déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Plastron réglable, système de rappel postural et 4 baleines souples permettant de transférer le poids du bébé sur les membres inférieurs sans bloquer le dos,
- Sangles de maintien venant se positionner au niveau des hanches sans créer de pression sur le bébé,
- Hauteur du plastron abdominal : 16 cm.



CONFORT



Maternité



Découpe morphologique
au niveau du dos
afin de favoriser le confort
en position assise prolongée.



**Fixation auto-agrippante
micro-injection**
facilement repositionnable
sans adhérer aux vêtements.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	85 - 105 cm	34010.9797253.4
2	105 - 120 cm	34010.9797282.4
3	120 - 140 cm	34010.9797299.2

LPPR : 201E00.01 / 43,43€^{TTC}

2 sangles latérales
permettant d'optimiser le maintien.



Prise de mesures :
tour de taille,
femme enceinte.

Prescrire : Babylomb® - Orliman®

BANDE PELVIENNE

NOUVEAU

Monaë light®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie, les douleurs de la symphyse pubienne (pubalgies), les douleurs pelviennes et/ou sacro-iliaques, Protège le périnée, Prévient et soulage les douleurs sciatiques.

Après l'accouchement : Soulage les douleurs de la symphyse pubienne, Soutient le plancher pelvien, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale (utilisable lors des activités quotidiennes et/ou en position debout prolongée).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bande pelvienne avec système de sangle principale + 2 sangles latérales réglables offrant une contention ferme mais ajustable, sans risque de compression superflue,
- Bande antiglisse pour un bon maintien en position durant les activités quotidiennes.

Pads de massage amovibles
limitant la pression au niveau du coccyx.



LÉGÈRETÉ



Maternité



Sangles latérales

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003354	6211590

Non remboursé

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Monaë light® - Orliman® Maternity

Abdobelt® 18, 25 & 30 cm


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture des côtes (18 et 25 cm), Déficience de la paroi abdominale, Éventration, Post-opératoire, Chirurgie de l'obésité, Hernie simple.

CARACTÉRISTIQUES :

- Baleines souples,
- Plastron cicatriciel découpable et indémaillable en cas de stomie.



Tissu auto-agrippant élastique et aéré avec 2 ressorts spiraliums et 3 ressorts frontaux.



Patte hypogastrique amovible sur les hauteurs 18 et 25 cm.



Fracture des côtes

		HAUTEUR 18 cm	HAUTEUR 25 cm	HAUTEUR 30 cm
TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13	ACL 13	ACL 13
2	70 - 85 cm	34010.4722919.0	34010.4722865.0	34010.4722807.0
3	85 - 100 cm	34010.4722925.1	34010.4722871.1	34010.4722813.1
4	100 - 115 cm	34010.4722931.2	34010.4722888.9	34010.4722836.0
5	115 - 135 cm	34010.4722948.0	34010.4722894.0	34010.4722842.1
6	135 - 150 cm	34010.6010700.0	34010.6010701.7	34010.6010702.4

LPPR : 201E00.31 / **57,54€^{TT}** LPPR : 201E00.32 / **71,90€^{TT}** LPPR : 201E00.32 / 2x201E0301 / **79,09€^{TT}**

Prescrire : Abdobelt® - Orliman®

oneplus

Ceinture de soutien abdominal 29 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Contention d'hernies ventrales petites ou moyennes, Hypotonie abdominale, Traitement post-opératoire, Prophylaxie dans les professions ou les sports qui sollicitent excessivement la colonne lombo-sacrée, Lombalgie, Amélioration de la posture.

CARACTÉRISTIQUES :


- 2 baleines dorsales amovibles en acier galvanisé,
- 2 renforts souples sur la zone abdominale,
- Système de fermeture en bande auto-agrippante avec un système de passe-doigt,
- Hauteur dorsale : 29 cm, Hauteur du plastron : 32 cm.



Découpe anatomique au-dessus des cuisses pour un confort optimal.




Large zone de tissu auto-agrippant pour une adaptation morphologique optimale.



Renforts latéraux semi-rigides pour une meilleure contention des tissus mous.

HAUTEUR 29 cm			
TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	130 - 140 cm	8435025.999695	6036089
2	140 - 150 cm	8435025.999701	6036090
3	150 - 161 cm	8435025.999718	6036091
4	161 - 172 cm	8435025.999725	6036092

LPPR : 201E00.032 + 3x201E03.01 / **82,68€^{TT}**



Prescrire : Ceinture de soutien abdominal One Plus - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL

NOUVEAU **Monaë activ®** 22 cm

CHRONIQUE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits), Soulage la lombalgie, Soutient les muscles abdominaux lors de l'effort, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Plastron abdominal double accroche + zone de fixation étendue offrant un serrage toujours optimal, adapté selon l'évolution de la morphologie de la patiente,
- Tissu élastique aéré en partie arrière pour une contention homogène et plus de confort.



HAUTEUR 22 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	80 - 95 cm	3664338.003224	6211575
2	95 - 110 cm	3664338.003231	6211576
3	110 - 130 cm	3664338.003248	6211578

LPPR : 201E00.031 / **57,54€^{TTC}**

Prescrire : Monaë activ® - Orliman® Maternity

CEINTURE ABDOMINALE

Abdobelt Stomie® 25 cm**INDICATIONS :**


Traitement post-opératoire de colostomie et iléostomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fournie avec un gabarit de découpe,
- Tissu élastique aéré avec 8 baleines souples.




Plastron cicatriciel
découvable et indémaillable.



Plaque de renfort
et une bande pour couvrir la poche.

HAUTEUR 25 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	75 - 85 cm	34010.8138761.0
2	85 - 95 cm	34010.8138778.8
3	95 - 105 cm	34010.8138838.9
4	105 - 120 cm	34010.8138873.0

LPPR : 201E00.32 / **71,90€^{TTC}**



Prescrire : Abdobelt Stomie® - Orliman®



ÉPAULE & BRAS

RAPPEL ANATOMIQUE


Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr



Épaule & Bras

Guide de délivrance

#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE L'ATTELLE SELON LA PATHOLOGIE



#2 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER





Coudière anti-épicondylite **Epistrap®**

CHRONIQUE

INSTABILITÉ
GLÉO-HUMÉRALE ET
ACCROMIO-CLAVICULAIRE



SHOULD SPORT®
PAGE 24



TENDINITE DU COUDE



**FIXQUICK
SANGLE ANTI-ÉPICONDYLLITE**
PAGE 32



ÉPI'R®
PAGE 32



EPISTRAP®
PAGE 33



ATTELLES COMPLÉMENTAIRES

PRÉ ET POST-
OPÉRATOIRE
CRYOTHÉRAPIE



ÉPAULIÈRE CRYOPUMP®
PAGE 24



Should Sport®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lésion de la coiffe des rotateurs,
Instabilité gléno-humérale,
Instabilité acromio-claviculaire,
Reprise d'activité sportive.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle Xstrap® brevetée apportant une contention efficace, empêchant une abduction et une rotation excessive et limitant les déséquilibres musculaires, source d'instabilité de l'épaule,
- Tricot 3D technique, extensible et respirant, limitant la transpiration pendant l'effort.




TENDANCE



Système Xstrap®
permet de recentrer
l'articulation gléno-humérale
et de limiter l'instabilité
postérieure.

TAILLE	TOUR DE POITRINE	ACL 13
S	84 - 94 cm	34015.6183390.3
M	94 - 104 cm	34010.2032257.3
L	104 - 114 cm	34010.2032263.4
XL	114 - 126 cm	34010.2032286.3

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}



Prise de mesures :
tour de poitrine.

Sangle de maintien
pour une utilisation
de la phase d'immobilisation
à la phase de reprise d'activité.



Prescrire : Should Sport® - Orliman®

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Épaulière Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-opératoire et post-traumatique, Capsulite.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'épaulière anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau de l'acromion pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses trois sangles (dont une amovible) facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 sangle amovible,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



CONFORT



Cryothérapie



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.6028940.9

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Épaulière Cryopump® - Orliman®

Compresses de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.



INDICATIONS :

Entorse acromio-claviculaire, Luxation et fracture de la clavicule (tête humérale, glène, trochiter), Post-opératoire, Neurologie : Paralytie, Hémiparalytie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Immobilisation spécifique en position coude au corps,
- Fixation auto-agrippante réversible,
- Modèle bilatéral.




CONFORT

Système de mise en place à 3 sangles



TAILLE	TOUR DE POITRINE	ACL 13
1	71 - 85 cm	34010.9802468.3
2	85 - 100 cm	34010.9802474.4
3	100 - 115 cm	34010.9802480.5
4	115 - 130 cm	34010.9802497.3
5	130 - 145 cm	34010.9802505.5

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}



Prescrire : Should 90® - Orliman®

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.

Should 15-30®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur
scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe
des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins d'abduction d'épaule 15°
(joindre les 2 coussins pour obtenir
une abduction à 30°),
- Confortable grâce à une meilleure
répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.



Réglage facile
par boucles et clip.



Balle d'exercice de la main
pour maintenir le tonus musculaire et
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS	TOUR DE POITRINE	EAN 13	ACL 7
1	22 - 30 cm	56 - 84 cm	3664338.000957	6034897
2	30 - 42 cm	76 - 104 cm	3664338.000964	6034898
3	> 42 cm	92 - 120 cm	3664338.000971	6034899

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}

Prise de mesures :
longueur de l'avant-bras,
coude en flexion à 90°,
mesurer du coude
à la moitié de la main.

Prescrire : Should 15-30® - Orliman®

ShouldOp® (avec coussin 30°)

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur
scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe
des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Brevet déposé,**
- Modèle anatomique, proche du corps
et confortable au quotidien autorisant
la réalisation d'exercices de rééducation,
- La forme du coussin d'abduction permet
de positionner le bras dans diverses positions
de rotation et d'abduction,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



Livré avec un coussin
d'abduction 30°

Système de fixation
du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle
sur les épaules et les cervicales

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.9641611.4

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : ShouldOp® (avec coussin 30°) - Orliman®

COUSSIN D'ABDUCTION

Should 30-45®

TRAUMATIQUE

ÉPAULE
& BRAS

INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur
scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe
des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- Coussin d'abduction d'épaule 30° ou 45°,
- Coussin anatomique en tissu Poromax® permettant d'éviter la transpiration,
- Confortable grâce à une meilleure répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.



Réglage facile
par boucles et clip.



Balle d'exercice de la main
pour maintenir le tonus musculaire et
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000988	6034901
LPPR : 1156684 / 15,24€ ^{TTC}		

Prescrire : Should 30-45® - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

80%

des lésions de l'épaule touchent les structures autour de l'articulation ostéo-articulaire, en particulier les tendons.

Source : L'Assurance Maladie. Épaule douloureuse chronique : définition, causes, facteurs favorisants.
www.ameli.fr

ShouldOp® (sans coussin)

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralytie, Hémiplégié.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Brevet déposé,**
- Modèle anatomique, proche du corps et confortable au quotidien,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



CONFORT

Système de fixation
du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle
sur les épaules et les cervicales

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.9772709.7
LPPR : 1156684 / 15,24€ ^{TTC}	

Prescrire : ShouldOp® (sans coussin) - Orliman®

Bandage d'immobilisation d'épaule

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralytie, Hémiplégié.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fixation auto-agrippante haute qualité pour un meilleur maintien,
- Modèle bilatéral.




CONFORT

Sangle scapulo-humérale
pour une immobilisation totale.

TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISERÉ	ACL 13
Pédiatrique	< 65 cm	Rouge	34010.4529594.4
2 / Enfant	65 - 90 cm	Bleu	34010.4529602.6
3	90 - 105 cm	Violet	34010.4529619.4
4	105 - 120 cm	Blanc	34010.4529625.5
5	120 - 135 cm	Gris	34010.4529588.3
6	135 - 150 cm	Vert	34010.9809559.1

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}



Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®

Should'R®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :


Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralyse, Hémiplégié.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pratique, modèle pouvant se mettre sans assistance,
- Modèle bilatéral.




LÉGÈRETÉ



Maille aérée
dans le dos pour plus
de légèreté et de confort.

TAILLE	TOUR DE POITRINE	EAN 13	ACL 7
1	< 95 cm	3664338.001008	6034925
2	95 - 110 cm	3664338.001015	6034926
3	110 - 130 cm	3664338.001022	6034927

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Should'R® - Orliman®

Écharpe universelle d'épaule

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralyse, Hémiplégié.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fixation auto-agrippante micro-injection facilement repositionnable, sans adhérer aux vêtements,
- Modèle bilatéral,
- Taille unique.



CONFORT

**1 sangle de support d'avant-bras
+ 1 sangle scapulo-humérale**

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.4660733.3

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Écharpe universelle d'épaule - Orliman®

Écharpe de contention de bras

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras.

CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle capitonnée pour un meilleur confort évitant l'effet de cisaillement,
- Languette de soutien du pouce,
- Modèle bilatéral.



Sangle réglable en hauteur par boucle pour un ajustement adapté.

TAILLE	LONGUEUR COUDE-POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	15 - 21 cm	3664338.000636	6034694
2	21 - 32 cm	3664338.000643	6034695
3	32 - 43 cm	3664338.000650	6034696

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}



Prescrire : Écharpe de contention de bras - Orliman®

Écharpe de bras maille filet


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras.

CARACTÉRISTIQUES :


- Capiton pour le confort de l'épaule,
- Languette de soutien du pouce,
- Sangle réglable en hauteur par boucle pour un ajustement adapté.



Maille filet aérée

TAILLE	LONGUEUR COUDE-POIGNET	ACL 13
1	15 - 21 cm	34010.9767973.0
2	21 - 32 cm	34010.9767996.9
3	32 - 43 cm	34010.9768004.0

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}



Prescrire : Écharpe de bras maille filet - Orliman®

Anneaux claviculaires


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.

CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle acromio-claviculaire avec système d'attaches dorsales auto-agrippantes,
- Traction réglable.



Épaulières molletonnées confortables

TAILLE	CARRURE	ACL 13
Pédiatrique	< 24 cm	34010.4871476.3
2 / Enfant	25 - 30 cm	34010.4871482.4
3	30 - 40 cm	34010.4871499.2
4	40 - 50 cm	34010.4871507.4
5	50 - 70 cm	34010.4871513.5

Non remboursé



Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®

ATELLE DE COUDE ARTICULÉE

Elbowlution®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse, Luxation, Rupture ligamentaire, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Possibilité de bloquer en extension entre 0° et 90° et en flexion de 0° à 120° (graduation de 15° en 15°).



Tiges télescopiques réglables pour une meilleure adaptabilité et un confort accru.

TAILLE	GAUCHE	DROIT
	ACL 13	ACL 13
Unique	34010.9799424.6	34010.9799418.5

Non remboursé

Prescrire : Elbowlution® - Orliman®

SANGLE DE COMPRESSION ANTI-ÉPICONDYLITE

Fixquick Sangle anti-épicondylite

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Épicondylite, Épitrôchléite,
Prévention des lésions sportives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mise en place rapide et ajustable,
- Patch amovible avec insert visco-élastique assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations,
- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement.




Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre
de serrage ou de desserrage.

TAILLE	TOUR DE L'AVANT-BRAS	EAN 13	ACL 7
1	22 - 27 cm	3664338.002609	6123314
2	27 - 32 cm	3664338.002616	6123315

Non remboursé



Prescrire : Sangle de compression anti-épicondylite Fixquick - Orliman®

SANGLE DE COMPRESSION ANTI-ÉPICONDYLITE

Épi'R®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Épicondylite, Épitrôchléite,
Prévention des lésions sportives.



Inserts antidérapants
garantissant un excellent maintien
de la sangle durant l'exercice.



**Sangle de réglage
graduée**
avec boucle anti-irritations.



**Patch amovible avec insert
visco-élastique**
assurant une pression
localisée sur le tendon
et limitant les vibrations.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8139306.2

Non remboursé

Pour les sportifs :

Produit également disponible
dans la gamme **Orliman® Sport**, page 115.

Prescrire : Épi'R® - Orliman®

Epistrap®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Épicondylite, Épitrôchléite,
Douleur liée aux gestes répétitifs.

CARACTÉRISTIQUES :


- Contient 2 inserts visco-élastiques avec picots, contournant l'épicondyle et l'épitrôchlée, pour une décharge et une position plus sûre de la coudière,
- Compression réduite aux extrémités.



Sangle de serrage amovible

TAILLE	TOUR DE BRAS	ACL 13
1	22 - 26 cm	34010.4243314.1
2	26 - 29 cm	34010.4243337.0
3	29 - 32 cm	34010.4243320.2
4	32 - 36 cm	34010.9799915.9

Non remboursé




Pour les sportifs :

Produit également disponible dans la gamme **Orliman® Sport**, page 115.

Prescrire : Epistrap® - Orliman®

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.







POIGNET & MAIN

RAPPEL ANATOMIQUE


Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr



Poignet & Main

Guide de délivrance

#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE L'ATTELLE SELON LA PATHOLOGIE



#2 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER

TRAUMATIQUE

ENTORSE DU POIGNET			ENTORSE DU POIGNET ET DU POUCE / SUSPICION DE FRACTURE DU SCAPHOÏDE		ENTORSE DU POUCE	
						
MANUTEC® POIGNET PAGE 39	NEO CONFORT® PAGE 38	NEO IMMO® PAGE 38	MANUTEC® POIGNET-POUCE PAGE 46	MANU EASY® POIGNET-POUCE LONG PAGE 46	MANUTEC® POUCE PAGE 48	NEO RHIZO CONFORT® PAGE 48
 Légèreté	 Confort	 Évolutif	 Légèreté	 Facile à mettre	 Légèreté	 Confort
						
MANU EASY® POIGNET PAGE 39	CONFORT PLUS® POIGNET PAGE 40	FIXQUICK POIGNET PAGE 41	CONFORT PLUS® POIGNET-POUCE PAGE 44	FIXQUICK POIGNET-POUCE PAGE 44		
 Facile à mettre	 Confort	 Tendance	 Confort	 Tendance		



Attelle de poignet **Manu Easy Soft**®

CHRONIQUE

TENDINOPATHIE DU POIGNET /
SYNDROME DU CANAL CARPIEN
ET SOURIS D'ORDINATEUR /
ARTHROSE

TENDINITE DE
DE QUERVAIN

RHIZARTHROSE

DÉBUTANTE

CONFIRMÉE



MANUTEC SOFT®
POIGNET
PAGE 43



NEO SOFT®
PAGE 42



MANUTEC SOFT®
POIGNET-POUCE
PAGE 47



RHIZO MP®
PAGE 50



MANU EASY®
POUCE
PAGE 49



MANUTEC®
POUCE
PAGE 48



NEO FLEX®
PAGE 42



MANU EASY SOFT®
POIGNET
PAGE 43



MANU EASY®
POIGNET-POUCE
PAGE 47



NEO RHIZO
CONFORT®
PAGE 48



RHIZO'R®
PAGE 50



Niveau d'immobilisation
croissant des attelles de pouce =

ATTELLES COMPLÉMENTAIRES

LUXATION
DES DOIGTS

FRACTURE
DES
MÉTACARPES



NEO FINGER®
PAGE 53



MANU EASY
BOXER®
PAGE 52



PATHOLOGIE
NEUROLOGIQUE



NEO BOXER®
PAGE 51



NEO
MANUFINGER®
PAGE 52



ATTELLE DE POIGNET

Neo Confort®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :


- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Livrée avec gantelet en coton jersey,
- Modèle ambidextre,
- Taille unique.

2 éclisses amovibles repositionnables
(palmaire et dorsale)
ajustables et auto-agrippantes.



Hauteur 22 cm
permettant un bras de levier plus important et améliorant ainsi la qualité de l'immobilisation.

Matière élastique
favorisant l'immobilisation du poignet en apportant un effet antalgique.



TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000148	6033020

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**

Prescrire : Neo Confort® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Neo Immo®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :


- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Modèle ambidextre.

2 éclisses amovibles repositionnables
(palmaire et dorsale)
ajustables et auto-agrippantes.



Hauteur 22 cm
permettant un bras de levier plus important et améliorant ainsi la qualité de l'immobilisation.

Tissu en tricot respirant
pour plus de confort tout au long de la journée.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 16 cm	34015.6116181.5
Universelle	> 16 cm	34015.6116169.3

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Neo Immo® - Orliman®

ATELLE DE POIGNET

Manutec® Poignet

TRAUMATIQUE



INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.

Immobilisation optimale du poignet
système de triple baleinage, 2 dorsales et 1 palmaire.



Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation auto-agrippante.



Confort palmaire accru
système de réglage par double sangle micro-velcro® permettant l'ajustement en largeur de la zone métacarpienne.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010205.0
2	18 - 22 cm	34010.6010201.2

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Manutec® Poignet - Orliman®

POIGNET & MAIN

ATELLE DE POIGNET

Manu Easy® Poignet



TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 éclisses : une dorsale ajustable (2 fourreaux gauche/droit) et une palmaire,
- 1 sangle de serrage intermédiaire au niveau des doigts permettant de parfaitement solidariser les éclisses dorsale et palmaire au niveau de la main,
- Ergonomique et légère.



Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.000537	6034555	3664338.000551	6034557
2	16 - 18 cm	3664338.000544	6034556	3664338.000568	6034558
3	18 - 20 cm	3664338.000520	6034554	3664338.000575	6034559

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Manu Easy® Poignet - Orliman®

Confort Plus® Poignet

TRAUMATIQUE



INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Légère et confortable,
- Boucles de serrage anti-vrilles,
- Se positionne et se règle d'une seule main,
- Existe en taille universelle.

Protection de la commissure du pouce



Éclisse dorsale sur la taille universelle.



Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 10 cm	3664338.000131	6032982	3664338.000063	6032973
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000124	6032980	3664338.000056	6032972
1	12 - 16 cm	3664338.000094	6032977	3664338.000025	6032968
2	16 - 18 cm	3664338.000100	6032978	3664338.000032	6032970
3	18 - 20 cm	3664338.000117	6032979	3664338.000049	6032971
Universelle	> 16 cm	3664338.000087	6032976	3664338.000070	6032974

LPPR : 2182755 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®



Confort Plus® Poignet 27 cm


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Une éclisse palmaire amovible et modelable et 2 éclisses dorsales souples,
- Positionnement et réglage à une main grâce à son système de serrage 4 points avec boucles anti-vrilles,
- Légère et confortable.



1 éclisse palmaire et 2 dorsales allant du pouce jusqu'au milieu de l'avant bras pour une immobilisation optimale.

Serrage 4 points avec boucles anti-vrilles pour une mise en place facile et un réglage optimal selon la morphologie du patient.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6031277.0	34010.6031282.4	34010.6031283.1	34010.6031284.8
2	16 - 18 cm	34010.6031278.7	34010.6031283.1	34010.6031284.8	
3	18 - 20 cm	34010.6031279.4	34010.6031284.8		

LPPR : 2159526 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet 27 cm - Orliman®



Fixquick Poignet


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement,
- Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable,
- Deux baleinages dorsaux en plastique souple,
- Tissus intérieurs suédine et lycra testés et garantis non irritants pour la peau. ISO 10993-10/2010.



Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre de serrage ou de desserrage.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	13,5 - 14,5 cm	3664338 . 002449	6123296	3664338 . 002401	6123290
2	14,5 - 16 cm	3664338 . 002456	6123297	3664338 . 002418	6123291
3	16 - 17,5 cm	3664338 . 002463	6123299	3664338 . 002425	6123294
4	17,5 - 19 cm	3664338 . 002470	6123300	3664338 . 002432	6123295

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de poignet Fixquick - Orliman®



Attelle de poignet

TRAUMATIQUE


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose et arthrite, Syndrome du canal carpien, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Boucles anti-vrilles.



Tissu élastique
sur la partie dorsale pour faciliter la pose.

Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025 . 999909	6036046	8435025 . 999879	6036042
2	21 - 23 cm	8435025 . 999916	6036047	8435025 . 999886	6036043
3	23 - 25 cm	8435025 . 999923	6036048	8435025 . 999893	6036044

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de poignet One Plus - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET

Neo Soft®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle très léger avec un bon maintien et soutien,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Taille unique.

Mise en place aisée
grâce à la sangle
de pré-positionnement.



Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant
le travail (hauteur 16 cm).

Matière élastique
favorisant le maintien
du poignet en apportant
un effet antalgique.



	GAUCHE	DROIT
TAILLE	ACL 13	ACL 13
Unique	34010. 6018540. 4	34010. 6018539. 8

LPPR : 2182755 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Neo Soft® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Neo Flex®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :


- Modèle très léger,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Tissu en tricot respirant,
- Taille unique.

Sangle extensible
pour un maintien optimal
de l'attelle.



Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant
le travail (hauteur 16 cm).

**Fixation auto-agrippante
micro-injection**
facilement repositionnable
sans adhérer aux vêtements.



	GAUCHE	DROIT
TAILLE	ACL 13	ACL 13
Unique	34015. 9719684. 3	34015. 9719767. 3

LPPR : 2182755 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Neo Flex® - Orliman®

Manutec Soft® Poignet

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.



Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiraliuim.

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation auto-agrippante.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 14 cm).

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	3664338.002012	6041801
2	18 - 22 cm	3664338.002029	6041802

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Manutec Soft® Poignet - Orliman®

POIGNET & MAIN

Manu Easy Soft® Poignet


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse palmaire amovible et modelable,
- 1 éclisse dorsale,
- 1 sangle de serrage intermédiaire,
- Ergonomique et légère.



Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 17 cm	3664338.003545	6219380	3664338.003569	6219382
2	17 - 20 cm	3664338.003552	6219381	3664338.003576	6219383

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Manu Easy Soft® Poignet - Orliman®

Confort Plus® Poignet-pouce



TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 éclisses (latérale amovible et palmaire) en aluminium modelable,
- Réglage par sangles et boucles anti-vrilles,
- Pince de crabe libérée par l'association d'une sangle et d'un repose pouce,
- Existe en taille universelle avec éclisse dorsale ajustable au poignet (circonférence variable).



Éclisse latérale dotée d'un reposoir
évite une mauvaise rotation du pouce.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000247	6033034	3664338.000186	6033026
1	12 - 16 cm	3664338.000216	6033031	3664338.000155	6033021
2	16 - 18 cm	3664338.000223	6033032	3664338.000162	6033024
3	18 - 20 cm	3664338.000230	6033033	3664338.000179	6033025
Universelle	> 16 cm	3664338.000209	6033030	3664338.000193	6033027

LPPR : 2 189800 / **53,18€^{TTC}**



Prescrire : Confort Plus® Poignet-pouce - Orliman®

Fixquick Poignet-pouce


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement,
- Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable,
- Éclisse latérale dotée d'un reposoir pour éviter une mauvaise rotation du pouce,
- Deux baleinages dorsaux en plastique souple,
- Tissus intérieurs soudine et lycra testés et garantis non irritants pour la peau. ISO 10993-10/2010.



Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre de serrage ou de desserrage.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	13,5 - 14,5 cm	3664338.002524	6123306	3664338.002487	6123302
2	14,5 - 16 cm	3664338.002531	6123307	3664338.002494	6123303
3	16 - 17,5 cm	3664338.002548	6123308	3664338.002500	6123304
4	17,5 - 19 cm	3664338.002555	6123309	3664338.002517	6123305

LPPR : 2 189800 / **53,18€^{TTC}**



Prescrire : Fixquick Poignet-pouce - Orliman®

Attelle de poignet - pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE



INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose (y compris rhizarthrose) et arthrite, Syndrome du canal carpien, Syndrome de De Quervain,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse latérale préformée, modelable et amovible,
- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce pour un ajustement optimal.



Coussinet de protection interne dans la zone du pouce améliorant le confort durant l'immobilisation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491.800143	6036052	8435025.999992	6036049
2	21 - 23 cm	8435491.800150	6036053	8435491.800129	6036330
3	23 - 25 cm	8435491.800167	6036088	8435491.800136	6036050

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Attelle de poignet-pouce One Plus - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

70%

des fractures des os du carpe touchent le Scaphoïde, petit os situé dans le poignet, à la racine du pouce.

Source : Société Française de Médecine d'Urgence, Les traumatismes de la main.

Manu Easy® Poignet-pouce Long

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 3 éclisses : une dorsale ajustable (2 fourreaux gauche/droit), une palmaire et une latérale dotée d'un reposoir pour éviter une mauvaise rotation du pouce,
- 1 sangle de serrage intermédiaire au niveau des doigts permettant de parfaitement solidariser les éclisses dorsales et palmaire au niveau de la main,
- Ergonomique et légère.

Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.



Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.003149	6167857	3664338.003156	6167858
2	16 - 18 cm	3664338.003163	6167859	3664338.003170	6167860
3	18 - 20 cm	3664338.003194	6167862	3664338.003187	6167861

LPPR : 2189800 / **53,18€^{TTC}**



Prescrire : Manu Easy® Poignet-pouce Long - Orliman®

Manutec® Poignet-pouce

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Confort palmaire accru grâce au système de réglage par double sangle micro-velcro® permettant l'ajustement en largeur de la zone métacarpienne,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.

Attelle de pouce amovible
en aluminium modelable.



Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y
à 2 points de fixation auto-agrippante.

Immobilisation optimale du poignet
grâce au système de triple baleinage,
2 dorsales et 1 palmaire.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010204.3
2	18 - 22 cm	34010.6010207.4

LPPR : 2189800 / **53,18€^{TTC}**



Prescrire : Manutec® Poignet-pouce - Orliman®

Manu Easy® Poignet-pouce

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinite de De Quervain,
Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Bras de levier court pour un meilleur confort d'utilisation,
- Ergonomique et légère.

Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.



Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.001527	6038575	3664338.001497	6038572
2	16 - 18 cm	3664338.001534	6038576	3664338.001503	6038573
3	18 - 20 cm	3664338.001541	6038577	3664338.001510	6038574

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTc}



Prescrire : Manu Easy® Poignet-pouce - Orliman®

POIGNET & MAIN

Manutec Soft® Poignet-pouce

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinite de De Quervain,
Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle de pouce amovible permettant une utilisation évolutive en immobilisant le poignet et le pouce ou le poignet seul,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.

Attelle de pouce amovible
en aluminium
modelable.



Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiraliium.

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y
à 2 points de fixation auto-agrippante.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant
le travail (hauteur 14 cm).

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	3664338.001817	6041322
2	18 - 22 cm	3664338.001800	6041321

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTc}



Prescrire : Manutec Soft® Poignet-pouce - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

Neo Rhizo Confort®

TRAUMATIQUE
CHRONIQUE

INDICATIONS :

**Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire
du pouce, Rhizarthrose confirmée.**

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse amovible et repositionnable (modèle ambidextre) à disposer en cas d'entorse du pouce pour immobiliser,
- Fixation auto-agrippante de pré-positionnement permettant un ajustement efficace de l'attelle,
- Modèle ambidextre.

Éclisse latérale amovible et modelable permet de maintenir le pouce.

Dédoublage de la sangle pour une mise en place facilitée.



Fixation auto-agrippante de pré-positionnement

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0 / Enfant	< 14 cm	34010. 6018535 . 0
Unique	> 14 cm	34010. 6018536 . 7

LPPR : 2189800 / **53,18€**^{TTC}



Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

Manutec® Pouce

TRAUMATIQUE
CHRONIQUE

INDICATIONS :

**Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Rhizarthrose confirmée.**

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.



Éclisse en aluminium modelable permet une immobilisation optimale.

Conception sans couture pour supprimer tout phénomène d'irritation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010. 6010202 . 9
2	18 - 22 cm	34010. 6010203 . 6

LPPR : 2189800 / **53,18€**^{TTC}



Prescrire : Manutec® Pouce - Orliman®

Attelle de pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE



INDICATIONS :

Entorse (Ex. Pouce du skieur),
Rhizarthrose et arthrite carpo-métacarpienne du pouce,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse latérale modelable au niveau de la colonne du pouce,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce pour un ajustement optimal.



Coussinet de protection interne dans la zone du pouce améliorant le confort durant l'immobilisation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491.800235	6036038	8435491.800266	6036035
2	21 - 23 cm	8435491.800242	6036040	8435491.800273	6036036
3	23 - 25 cm	8435491.800259	6036041	8435491.800280	6036037

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Attelle de pouce One Plus - Orliman®



ATELLE DE POUCE

Manu Easy® Pouce

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Rhizarthrose confirmée,
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- Ergonomique et légère,
- Modèle ambidextre.

Éclisse de pouce préformée pour un maintien optimal en position physiologique dans l'alignement du bras.



Sangle de serrage au niveau du pouce procurant une parfaite immobilisation.

Système de serrage 1 point par lacet permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 17 cm	3664338.002654	6154653
2	17 - 20 cm	3664338.002661	6154656

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Manu Easy® Pouce - Orliman®



ATTELLE DE POUCE

Rhizo'R®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Rhizarthrose confirmée,

Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de fermeture à trois sangles
pour plus d'adaptabilité morphologique.



LÉGÈRETÉ



**Attelle préformée,
rigide et aérée**
pour un maintien optimal
et un confort accru.

TAILLE	LARGEUR DE LA BASE DE LA PAUME	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	5,5 - 6,5 cm	3664338 . 002708	6154660	3664338 . 002678	6154657
2	6,5 - 7,5 cm	3664338 . 002715	6154662	3664338 . 002685	6154658
3	7,5 - 9 cm	3664338 . 002722	6154663	3664338 . 002692	6154659

LPPR : 2139943 / **43,32€^{TTC}**



Prise de mesures :
largeur de la base
de la paume.

Prescrire : Rhizo'R® - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

Rhizo MP®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Inflammation, Tendinopathie du pouce,

Irritation de l'articulation carpienne

et métacarpienne du pouce (MP),

Rhizarthrose débutante,

Reprise d'activité après lésion
des ligaments latéraux du pouce.

Éclisse en aluminium modelable

pour une adaptation
personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design anatomique permettant une totale liberté
de mouvement du poignet,
- Légère et confortable.



FACILE
À METTRE



Respirant



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
1	< 15 cm	34010 . 5379978 . 6	34010 . 5379955 . 7
2	> 15 cm	34010 . 5379984 . 7	34010 . 5379961 . 8

LPPR : 2139943 / **43,32€^{TTC}**



Prise de mesures :
tour de poignet.

Prescrire : Rhizo MP® - Orliman®

Neo Boxer® 4^e et 5^e métacarpes

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 4^e et/ou 5^e métacarpes,
Immobilisation post-opératoire.



CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse de doigts à fixation auto-agrippante pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.



Conception innovante
en 2 zones distinctes permettant le positionnement et le réglage indépendant du poignet et des doigts.

2 éclisses dorsales modelables
permettant d'adapter l'immobilisation selon les besoins du patient.



1 éclisse palmaire
modelable et pré-formée à la forme de la main pour apporter une immobilisation optimale tout en maintenant un grand niveau de confort.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6018549.7	34010.6018553.4
2	16 - 18 cm	34010.6018551.0	34010.6018554.1
3	18 - 20 cm	34010.6018552.7	34010.6018555.8

LPPR : 2149440 / 79,20€^{TT}C



Prescrire : Neo Boxer® 4^e et 5^e métacarpes - Orliman®

Neo Boxer® 2^e et 3^e métacarpes

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 2^e et/ou 3^e métacarpes,
Immobilisation post-opératoire.



CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse de doigts à fixation auto-agrippante pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.



Conception innovante
en 2 zones distinctes permettant le positionnement et le réglage indépendant du poignet et des doigts.

2 éclisses dorsales modelables
permettant d'adapter l'immobilisation selon les besoins du patient.



1 éclisse palmaire
modelable et pré-formée à la forme de la main pour apporter une immobilisation optimale tout en maintenant un grand niveau de confort.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6018563.3	34010.6018556.5
2	16 - 18 cm	34010.6018564.0	34010.6018558.9
3	18 - 20 cm	34010.6018565.7	34010.6018561.9

LPPR : 2149440 / 79,20€^{TT}C



Prescrire : Neo Boxer® 2^e et 3^e métacarpes - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

Manu Easy Boxer® 4^e et 5^e métacarpes


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 4^e et/ou 5^e métacarpes,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse dorsale spécifiquement modelée pour s'adapter à la forme du poignet et de l'avant-bras,
- 1 éclisse palmaire et 1 éclisse de doigts amovibles, modelables et préformées à la forme de la main pour apporter une immobilisation ergonomique et optimale,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable.



Coussinet en mousse
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338 . 002159	6087258	3664338 . 002128	6087235
2	16 - 18 cm	3664338 . 002166	6087259	3664338 . 002135	6087256
3	18 - 20 cm	3664338 . 002173	6087260	3664338 . 002142	6087257

LPPR : 2149440 / **79,20€^{TTC}**



Prescrire : Manu Easy Boxer® 4^e et 5^e métacarpes - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-MAIN-POUCE

Neo Manufinger®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

**Traumatisme du poignet et des métacarpes,
Immobilisation post-opératoire,
Protocole de Duran (phase aiguë port minimum de 6 semaines),
Traitement des déformations d'origine rhumatismale,
Lésions neurologiques.**

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle très confortable grâce à son matelassage intérieur,
- Éclisse palmaire en aluminium modelable permettant plusieurs positionnements,
- Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d'éviter la transpiration.



Séparateur interdigital
permettant la séparation
et l'alignement des doigts.

TAILLE	LARGEUR DE LA MAIN	LONGUEUR	GAUCHE		DROIT	
			EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	5 - 7 cm	31,5 cm	3664338 . 001459	6035140	3664338 . 001428	6035137
2	7 - 9 cm	34 cm	3664338 . 001466	6035141	3664338 . 001435	6035138
3	9 - 11 cm	36,5 cm	3664338 . 001473	6035142	3664338 . 001442	6035139

LPPR : 2192630 / **94,40€^{TTC}**



Prescrire : Neo Manufinger® - Orliman®

Neo Finger®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture sans déplacement, Entorse, Luxation des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse palmaire amovible modelable à la forme de la main pour une position d'immobilisation optimale,
- Découpable au niveau des premières phalanges permettant de retrouver la mobilité au niveau de la main en recentrant l'immobilisation au niveau des doigts.

La largeur de l'éclisse est variable selon les tailles des produits pour une meilleure adaptation morphologique aux doigts du patient.



Design minimaliste

avec fermeture par 4 bandes antiglisse, dont 3 amovibles, laissant une grande partie de la main à l'air libre, pour un meilleur confort tout au long de la journée.



Modèle évolutif

l'attelle peut être coupée en fonction de l'évolution du traitement.

TAILLE	LONGUEUR DE MAIN	ACL 13
1	< 13 cm	34010. 6018543 . 5
2	13 - 17 cm	34010. 6018546 . 6
3	17 - 20 cm	34010. 6018547 . 3
4	20 - 22 cm	34010. 6018548 . 0

LPPR : 2165194 / **36,71€^{TTC}**



Prescrire : Neo Finger® - Orliman®

POIGNET & MAIN

Attelles complémentaires



ATTELLE GRENOUILLE		Non remboursé	
TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	5,4 cm	3664338.001275	6035119
2	7 cm	3664338.001282	6035120
3	9,5 cm	3664338.001299	6035121



ATTELLE ALU-MOUSSE		Non remboursé	
TAILLE	DIM.	EAN 13	ACL 7
1	25 x 1,5	3664338.001060	6034931
2	25 x 2,0	3664338.001077	6034932
3	25 x 2,5	3664338.001084	6034933
4	50 x 1,5	3664338.001091	6034934
5	50 x 2,0	3664338.001107	6034935
6	50 x 2,5	3664338.001114	6034936
7	50 x 3,5	3664338.001121	6034937
8	50 x 5,0	3664338.001138	6034940



ATTELLE BASEBALL		Non remboursé	
TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	8,9 cm	3664338.001145	6034946
2	10 cm	3664338.001152	6034947
3	12,7 cm	3664338.001169	6034949



ATTELLE FINGER COT		Non remboursé	
TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	6,4 cm	3664338.001190	6035110
2	7 cm	3664338.001206	6035111
3	8,9 cm	3664338.001213	6035112



STACK PLASTIQUE		Non remboursé	
TAILLE	CIRC.*	EAN 13	ACL 7
1	5 cm	3664338.001305	6035122
2	5,2 cm	3664338.001312	6035124
3	5,5 cm	3664338.001329	6035125
4	6 cm	3664338.001336	6035126
5	6,2 cm	3664338.001343	6035127
5,5	7 cm	3664338.001350	6035128
6	8 cm	3664338.001367	6035129
7	9 cm	3664338.001374	6035130

* Périmètre de l'articulation inter-phalangienne distale.



ATTELLE GOUTTIÈRE		Non remboursé	
TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	6,4 cm	3664338.001237	6035114
2	10 cm	3664338.001244	6035115
3	15,2 cm	3664338.001251	6035116






GENOU



RAPPEL ANATOMIQUE


Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr



Genou

Guide de délivrance

#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE L'ATTELLE SELON LA PATHOLOGIE





#2 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER





Genouillère ligamentaire articulée et rotulienne
Genulig Stab®

CHRONIQUE

SYNDROME ROTULIEN	ARTHROSE		TENDINITE		
	FÉMORO-PATELLAIRE	FÉMORO-TIBIALE	TENDON ROTULIEN	FASCIA-LATA (essuie-glace)	
 ROTULIG PAGE 60	 GENULIG STAB® PAGE 62	 GONARTEC PLUS® PAGE 67	 ROTULIG PAGE 60	 GENULIG STAB® PAGE 62	 GENULIG STAB® PAGE 62
 ROTULIG MOVE® PAGE 59			 ROTULIG MOVE® PAGE 59	 PATEL'R® PAGE 58	 PATEL'R® PAGE 58
 ROTULIG MOVE® PAGE 59			 ROTULIG MOVE® PAGE 59	 PATEL'R® PAGE 58	 PATEL'R® PAGE 58

ATTELLES COMPLÉMENTAIRES

PRÉ ET POST-OPÉRAIRE CRYOTHÉRAPIE				PRÉ ET POST-OPÉRAIRE		FONCTIONNEL (remplace l'articulation défailante)	
 KIT COMPRESSIVE CRYOTEC® PAGE 71	 GENOUILLÈRE ARTICULÉE CRYOPUMP® PAGE 63	 ATTELLE DE GENOU ÉVOLUTIVE CRYOPUMP® PAGE 71	 GENULIG CRYOTEC® PAGE 61	 GENUFLEX ROM® PAGE 68	 ALTITUDE® PAGE 65	 GENUROM NEO® ANTÉRIEURE PAGE 66	 GENUROM NEO® POSTÉRIEURE PAGE 66
 Kit Compressive Cryotec® PAGE 71	 Genouillère Articulée Cryopump® PAGE 63	 Atelle de Genou Évolutive Cryopump® PAGE 71	 Genulig Cryotec® PAGE 61	 Genuflex Rom® PAGE 68	 Altitude® PAGE 65	 Genurom Neo® Antérieure PAGE 66	 Genurom Neo® Postérieure PAGE 66

Patel'R®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Idéale pour le traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune sportif, Tendinite du tendon rotulien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D à l'arrière du genou pour un confort accru.

FACILE
À METTRE

Insert visco-élastique amovible

assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations.



Sangle de réglage ajustement 2 points avec boucles anti-vrilles.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8139341.3
Non remboursé	

Prise de mesures maximales :
Tour de genou : 40 cm
Prise de mesures minimales :
Tour de genou : 27 cm

Pour les sportifs :

Produit également disponible dans la gamme **Orliman® Sport**, page 116.

Prescrire : Patel'R® - Orliman®

Genuforte®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose légère, CEdème post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Effet proprioceptif.



LÉGÈRETÉ

Tricot élastique permettant une contention forte.

TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
1	29 - 33 cm	34010.4633707.0
2	33 - 37,5 cm	34010.4633713.1
3	37,5 - 42 cm	34010.4633736.0
4	42 - 47 cm	34010.4633742.1
5	47 - 53 cm	34010.4633759.9
LPPR : 201D02.5 / 17,69€ ^{TTC}		



Prescrire : Genuforte® - Orliman®

Rotulig Move®

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Gonarthrose, Lésion rotulienne, Tendinite du tendon rotulien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère rotulienne fermée,
- Ressorts spiralium.




Insert rotulien
avec picots favorisant
l'effet proprioceptif.



Tricotage 3D multidirectionnel
pour un meilleur respect
de la morphologie des patients.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	29 - 33 cm	3664338.002180	6117384
2	33 - 37,5 cm	3664338.002197	6117385
3	37,5 - 42 cm	3664338.002203	6117388
4	42 - 47 cm	3664338.002210	6117389
5	47 - 53 cm	3664338.002227	6117390


LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€^{TTC}**



Prise de mesures :
tour de genou,
en légère flexion
de 5° à 10°.

Prescrire : Rotulig Move® - Orliman®

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.



GENOU

Rotulig®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Gonarthrose, Lésion rotulienne, Tendinite du tendon rotulien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matière tricot élastique et extensible,
- Doublure interne cousue bord à bord pour un plus grand confort.

Bande antiglisser circulaire



Insert rotulien avec picots favorisant l'effet proprioceptif.

Évidement poplitéal pour limiter les points de pression lors de la flexion du genou.



Doubles ressorts spiralium pour une plus grande dynamique du pas.



TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
Enfant	24 - 29 cm	34010.9799430.7
1	29 - 33 cm	34010.4633937.1
2	33 - 37,5 cm	34010.4633943.2
3	37,5 - 42 cm	34010.4633966.1
4	42 - 47 cm	34010.4633972.2
5	47 - 53 cm	34010.4633989.0
6	53 - 58 cm	34010.9799648.6

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / 24,46€^{TTC}



Prescrire : Rotulig® - Orliman®

NOUVEAU Rotulig Motion®

CHRONIQUE



INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), États d'irritation (tendinopathie, arthrose légère), Instabilité rotulienne.


CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle évolutif fourni avec **doublets ressorts spiralium** (reproduisant le mouvement du genou pour une plus grande dynamique du pas) et **cadran articulés crantés et polycentriques avec butée anti-recurvatum** (sécurisant le genou lors des mouvements de flexion/extension et limitant l'amplitude articulaire),
- Tricot 3D avec bande antiglisser et compression plus faible au creux poplité.

Insert rotulien avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.



3 coloris disponibles



BLEU MARINE / TURQUOISE

BLEU MARINE / ORANGE

BLEU MARINE / VERT

TAILLE	TOUR DE GENOU	BLEU MARINE / TURQUOISE		BLEU MARINE / ORANGE		BLEU MARINE / VERT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	29 - 33 cm	3664338.004788	6240907	3664338.004689	6240896	3664338.004733	6240902
2	33 - 37,5 cm	3664338.004795	6240908	3664338.004696	6240897	3664338.004740	6240903
3	37,5 - 42 cm	3664338.004801	6240909	3664338.004702	6240898	3664338.004757	6240904
4	42 - 47 cm	3664338.004818	6240910	3664338.004719	6240899	3664338.004764	6240905
5	47 - 53 cm	3664338.004825	6240911	3664338.004726	6240901	3664338.004771	6240906

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Rotulig Motion® - Orliman®

Rotulig Stab®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Pathologies ligamentaires : Entorse légère, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), Reprise de sport (sports collectifs).

Pathologies rotuliennes : Instabilité rotulienne, Gonarthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangles amovibles (haute et basse) pour optimiser le cloisonnement de l'articulation,
- Coussinet visco-élastique pour un meilleur contrôle de la rotule,
- Modèle évolutif fourni avec doubles ressorts spiralium et cadran articulé.


Sangles amovibles

Tricot 3D double densité offrant une élasticité supérieure au niveau des zones de mouvement (rotule, creux poplité, cuisse/mollet).


TAILLE	TOUR DE CUISSE	TOUR DE MOLLET	ACL 13
1	36 - 39 cm	26 - 29 cm	34010.8177904.0
2	39 - 42 cm	29 - 32 cm	34010.8177910.1
3	42 - 45 cm	32 - 35 cm	34010.8177927.9
4	45 - 48 cm	35 - 38 cm	34010.8177933.0
5	48 - 51 cm	38 - 41 cm	34010.8177979.8
6	51 - 54 cm	41 - 44 cm	34010.8177985.9
7	54 - 57 cm	44 - 47 cm	34010.8178022.0

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}


Prescrire : Rotulig Stab® - Orliman®



Doubles ressorts spiralium reproduisant le mouvement du genou.



Cadran articulé polycentrique limitant l'amplitude articulaire.



Prise de mesures :
tour de cuisse, 12 cm au-dessus de la rotule, et tour de mollet, 14 cm au-dessous de la rotule.

GENOU

Genulig® Cryotec®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Post-opératoire, Post-traumatique, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Reprise du sport ou d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation,
- Cadres articulés crantés et polycentriques avec butée anti-recurvatum permettant de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion / extension.

Sangle de strapping en «X» permettant de réaliser une compression graduelle et d'effectuer plusieurs types de strapping.



Pad circulaire silicone avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	3664338.001923	6041780
2	47 - 53 cm	3664338.001930	6041781
3	53 - 60 cm	3664338.001947	6041782
4	60 - 67 cm	3664338.001954	6041783
5	67 - 75 cm	3664338.001961	6041784

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genulig® Cryotec® - Orliman®



Prise de mesures :
tour de cuisse, jambe en extension 15 cm au-dessus de la rotule.



Compresse de froid amovible technologie « flocon de neige » apporte une diffusion d'un froid constant et de longue durée tout en restant malléable et agréable à utiliser.

Genulig Stab®

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Pathologies ligamentaires : Entorse légère à moyenne, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), Reprise de sport (sports collectifs).

Pathologies rotuliennes : Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Tendinite du Fascia lata ou du tendon rotulien, Traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation.



Conception anatomique apportant une grande adaptabilité morphologique.

ACCESSOIRES FOURNIS :



Cadran articulés crantés et polycentriques

La butée anti-recurvatum des cadran permet de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion / extension.

Entorse, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE)



Pad circulaire silicone

La souplesse du silicone s'adapte parfaitement aux mouvements de flexion / extension pour un meilleur centrage rotulien. Les picots favorisent l'effet proprioceptif.

Gonarthrose, Syndrome rotulien



Sangle de strapping en «X»

L'élasticité des matériaux permet de réaliser une compression graduelle. Astucieuse, elle permet d'effectuer plusieurs types de strapping.


Entorse, Lésion et instabilité légère des ligaments



Doubles Ressorts spiraliium

Les ressorts accompagnent l'action des ligaments lors des mouvements du genou.

Reprise d'activité



Pad silicone & Sangle de strapping demi-Lune

L'association des deux accessoires permet d'effectuer une poussée contrôlée de la rotule ou un appui sur le tendon limitant les vibrations et tensions excessives.

Tendinite rotulienne ou du fascia lata, Suite subluxation, Syndrome fémoro-patellaire

STRAPPINGS RÉALISABLES :



LIGAMENTS COLLATÉRAUX

Entorse / Instabilité
Un strapping croisé apporte une stabilité ligamentaire.



LIGAMENTS CROISÉS

Reprise d'activité
Un strapping avant renforce et soutient les ligaments.



ROTULE

Suite subluxation
Un strapping sur le côté de la rotule évite qu'elle ne se déplace.



TENDON ROTULIEN

Tendinite
Un strapping sous la rotule permet la mise au repos du tendon.



TENDON DU FASCIA LATA

Tendinite
Un strapping sur le côté externe du genou favorise la mise au repos du tendon.

TAILLE	TOUR DE CUISSSE	EAN 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	3664338.001831	6041762
2	47 - 53 cm	3664338.001886	6041772
3	53 - 60 cm	3664338.001893	6041774
4	60 - 67 cm	3664338.001909	6041776
5	67 - 75 cm	3664338.001916	6041777

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}



Prescrire : Genulig Stab® - Orliman®

Genouillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.6028941.6
LPPR : 2124338 / 57,23€ ^{TTC}	

Prescrire : Genouillère Cryopump® - Orliman®



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

Genouillère articulée Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement,
- 2 cadrans articulés amovibles aident la sécurisation latérale.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002104	6085589
LPPR : 2152211 / 102,29€ ^{TTC}		

Prescrire : Genouillère articulée Cryopump® - Orliman®



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

Flexilig®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse des plans latéraux, Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE, Instabilité chronique du genou, Rééducation, Arthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Rotule ouverte et évidement poplitéal.

Ouverture totale
fermeture postérieure.




TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
1	39 - 47 cm	34010.4646437.0
2	47 - 53 cm	34010.4646443.1
3	53 - 60 cm	34010.4646466.0
4	60 - 67 cm	34010.4646472.1
5	67 - 75 cm	34010.4646489.9
6	75 - 82 cm	34010.9754806.7

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Flexilig® - Orliman®



SPÉCIFIQUE



Cadran articulé



Ouverture totale arrière

Tissage respirant
à base de fibres non
allergisantes.



Cadran articulé
polycentrique cranté
butée anti-recurvatum,
pour un renfort articulaire.



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au-dessus
de la rotule.

oneplus

Genouillère ligamentaire articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Traitement post-opératoire et post-traumatique, Instabilités latérales du genou, de type varus ou valgus (en utilisant les articulations polycentriques rigides).

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère enveloppante à fermeture postérieure,
- 4 sangles amovibles et découpables (hautes et basses),
- 2 cadrans articulés polycentriques crantés et amovibles en aluminium,
- 2 double ressorts spiraliun amovibles.




Matériau élastique
dans la zone poplitée
pour faciliter l'adaptation
au genou.




SPÉCIFIQUE



Ressorts spiraliun



Cadran articulé



Ouverture totale arrière



Morphologies spécifiques

Tissu élastique
au niveau de la rotule pour éviter
les déplacements et les œdèmes
causés par un effet de striction.



2 bandes antiglisse internes
(points de silicone)
dans les parties inférieure
et supérieure de l'attelle
pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 58 cm	8435491.800358	6036093
2	58 - 69 cm	8435491.800365	6036094
3	69 - 82 cm	8435491.800372	6036095

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée One Plus - Orliman®



Prise de mesures :
tour de genou,
en légère flexion
de 5° à 10°.

Altitude®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatologie : Entorse des plans latéraux, Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE, Pré ou Post intervention chirurgicale des LLI et LLE,
Réadaptation fonctionnelle : Instabilité chronique du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère ligamentaire articulée réglable,
- Bandes antiglisse circulaires.

Éclisse postérieure en ABS


large et amovible par fixation auto-agrippante permettant d'accroître la qualité d'immobilisation (type « 3 pans »).



TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
1	39 - 47 cm	34010.9775530.4
2	47 - 53 cm	34010.9775547.2
3	53 - 60 cm	34010.9775553.3
4	60 - 67 cm	34010.9775576.2
5	67 - 75 cm	34010.9775582.3

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Altitude® - Orliman®



Articulation polycentrique en aluminium

cadran réglable par picots en flexion et en extension (0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°).

Sangles avec boucles à fixation rapide (clips).

oneplus

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

Genouillère ligamentaire articulée réglable

INDICATIONS :

Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Instabilités latérales du genou de type varus ou valgus, Pathologies pour lesquelles il convient de contrôler l'amplitude articulaire du genou, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 cadrans polycentriques articulés et réglables avec contrôle de la flexion-extension à intervalles de 0°-15°-30°-60°-90°,
- 2 sangles amovibles d'ajustement de la compression.



Fermeture enveloppante en forme de «S»
assurant une meilleure adaptation morphologique.



Tissu élastique
au niveau de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.




2 bandes antiglisse internes (points de silicone)
dans les parties inférieure et supérieure de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 55 cm	8435491.800419	6036096
2	55 - 62 cm	8435491.800426	6036098
3	62 - 71 cm	8435491.800433	6036099
4	71 - 82 cm	8435491.800440	6036100

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée réglable One Plus - Orliman®



Genurom Neo®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement pré ou post-opératoire des ligaments LCA et LCP.

CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations polycentriques dynamiques avec contrôle limitant la flexion-extension de l'articulation tout en reprenant la physiologie du mouvement du genou,
- Ergonomie optimisée par les embases en aluminium de la cuisse et du mollet (version postérieure) ou du tibia (version antérieure),
- Doublage intérieur antidérapant apportant confort et protection,
- Sangles de soutien réglables.



Coussins condylaires
limitant les appuis pour plus de confort.



Réglages par cales
en acier zingué évitant la corrosion.

Limitation en extension
0°, 10°, 20°, 30° et 40°
et en flexion
90°, 75°, 60° et 45°.

PRINCIPE MÉCANIQUE DE LA GENUROM NEO® (ANTÉRIEURE ET POSTÉRIEURE) :


RÔLE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR (LCA) :

Le LCA possède un double rôle :

- Il s'oppose à la translation antérieure du tibia par rapport au fémur.
- Il empêche les mouvements excessifs vers l'avant et la rotation interne du tibia par rapport au fémur.

L'ACTION RECHERCHÉE :

Exercer des forces antérieures afin de contrôler le mouvement :
Les forces FA1 et FA4 permettent de contrôler le mouvement excessif du tiroir **antérieur** du tibia.




RÔLE DU LIGAMENT CROISÉ POSTÉRIEUR (LCP) :

Le LCP possède un double rôle :

- Il s'oppose au déplacement postérieur du tibia par rapport au fémur.
- Il empêche les mouvements excessifs vers l'arrière et la rotation externe du tibia par rapport au fémur.

L'ACTION RECHERCHÉE :

Exercer des forces postérieures afin de contrôler le mouvement :
Les forces FP1 et FP4 permettent de contrôler le mouvement excessif du tiroir **postérieur** du tibia.



GENUROM NEO® ANTÉRIEURE



GENUROM NEO® POSTÉRIEURE



TAILLE	TOUR DE CUISSE	Genurom Neo® ANTÉRIEURE				Genurom Neo® POSTÉRIEURE			
		GAUCHE		DROIT		GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	34 - 41 cm	3664338.001756	6040819	3664338.001701	6040813	3664338.000773	6034708	3664338.000728	6034703
2	41 - 48 cm	3664338.001763	6040820	3664338.001718	6040814	3664338.000780	6034710	3664338.000735	6034704
3	48 - 55 cm	3664338.001770	6040821	3664338.001725	6040815	3664338.000797	6034711	3664338.000742	6034705
4	55 - 62 cm	3664338.001787	6040823	3664338.001732	6040817	3664338.000803	6034712	3664338.000759	6034706
5	62 - 69 cm	3664338.001794	6040824	3664338.001749	6040818	3664338.000810	6034713	3664338.000766	6034707

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genurom Neo® antérieure ou Genurom Neo® postérieure - Orliman®

Gonartec Plus®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Gonarthrose (tibia, fémur ou fémoro-tibiale).

CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations polycentriques dynamiques avec contrôle latéral apportant un appui du fémur et des condyles limitant les frottements osseux non maîtrisés,
- Matériau plastique de densité inférieure améliorant le confort d'utilisation,
- Doublage intérieur respirant en maille 3D,
- 4 sangles numérotées optimisant la mise en place du produit.

Limitation en extension

0°, 10°, 20°, 30° et 40°

et en flexion

90°, 75°, 60°, 45°,
30°, 20°, 10° et 0°.



CONFORT



Cadran réglable

Coussin condilaire
limitant l'appui pour plus de confort.

Système de fermeture rapide
sûr et facile à ajuster.



Réglage par cales
en acier zingué
évitant la corrosion.

TAILLE	GAUCHE		DROIT	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002036	6043551	3664338.001824	6041759

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Gonartec Plus® - Orliman®

GENOU

LE SAVIEZ-VOUS ?

27%

des blessures aux Sports d'Hiver sont des entorses du genou.

Source : L'accidentologie des sports d'hiver 2017-2018.
MDEM - Association des Médecins de Montagne.

Genuflex Rom®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Pré ou Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Graduation tous les 10° (jusqu'à 30°) et tous les 15° (à partir de 30°),
- 4 enveloppes capitonnées,
- Sangles découpables avec fixations papillons auto-agrippantes repositionnables,
- Hauteur totale de l'attelle : 54 cm mini - 72 cm maxi (4 réglages distincts à la cuisse et au mollet).

Cadran articulé
flexion de 0° à 120°
et extension de 0° à 90°
(immobilisation totale en flexion de 0° à 45° avec lock).



ÉVOLUTIF



Cadran réglable



Tige télescopique en aluminium à encoches
réglable en hauteur.

Fermetures clips à mémoire de réglage

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	ACL 13
Unique	> 165 cm	34015. 6010867. 5
LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}		



Prise de mesures :
taille individu.

Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 82 cm

Prescrire : Genuflex Rom® - Orliman®

oneplus

Attelle de genou articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Stabilisation et maintien médio-latéral de l'articulation du genou et des structures anatomiques correspondantes, Contrôle de l'amplitude des mouvements de flexion-extension.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 réglages distincts à la cuisse et au mollet,
- Cadran articulé gradué réglable :
Flexion : de 0° à 120°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 120°),
Extension : de 0° à 90°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 90°),
Immobilisation totale de 0° à 45°,
- Sangles recoupables avec fixations papillons auto-agrippantes.




2 enveloppes capitonnées découpables
pour un ajustement
et un confort optimaux.



SPÉCIFIQUE




Cadran réglable



Morphologies spécifiques

Fermeture à clips à mémoire de réglage



Barres télescopiques en aluminium et clips de friction
permettant de régler
la hauteur souhaitée.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	8435491.800495	6036101
LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}		

Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 85 cm
Tour de mollet : 65 cm

Prescrire : Attelle de genou articulée One Plus - Orliman®

Genu'R® / **NOUVEAU** Genu'R® 20°

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse, Luxation de la rotule, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 éclisses amovibles et modelables en aluminium (préformées à 20° sur le modèle Genu'R® 20°) pour une bonne immobilisation du genou,
- Élégante et aérée, la Genu'R® se positionne comme l'une des attelles les plus légères du marché (400g pour le modèle Hauteur 50 / Taille 1).



Modèle léger et aéré
confortable au quotidien.



Système de fixation par clip à mémoire de réglage
pour une plus grande facilité d'utilisation.

HAUTEUR 40 cm
(individu < 150 cm)

HAUTEUR 50 cm
(individu 150 à 180 cm)

HAUTEUR 60 cm
(individu > 180 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	Genu'R®			Genu'R® 20°			Genu'R®			Genu'R® 20°		
		ACL 13	EAN 13	ACL 7	ACL 13	EAN 13	ACL 7	ACL 13	EAN 13	ACL 7	ACL 13	EAN 13	ACL 7
Unique / Enfant	35 - 43 cm	34010. 8150851 .0	3664338.003583	6219384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	43 - 53 cm	-	-	-	34010. 8150874 .9	3664338.003590	6219385	34010. 8150897 .8	3664338.003606	6219386	-	-	-
2	53 - 63 cm	-	-	-	34010. 8150880 .0	3664338.003620	6219388	34010. 8150845 .9	3664338.003613	6219387	-	-	-

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Genu'R® ou Genu'R® 20° - Orliman®

Monobloc

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse, Luxation de la rotule, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Immobilisation du genou en extension,
- Système de bandes antiglisse internes.



HAUTEUR 40 cm
(individu < 150 cm)

HAUTEUR 50 cm
(individu 150 à 180 cm)

HAUTEUR 60 cm
(individu 180 à 190 cm)

HAUTEUR 65 cm
(individu > 190 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
Unique	23 - 36 cm	34010. 4620857 .8	-	-	-
1	36 - 48 cm	-	34010. 4620863 .9	-	-
2	48 - 60 cm	-	34010. 4620886 .8	-	-
1	42 - 52 cm	-	-	34010. 4620892 .9	-
2	52 - 64 cm	-	-	34010. 4620900 .1	-
Unique	48 - 60 cm	-	-	-	34010. 4620917 .9

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Monobloc - Orliman®



3 Pans

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisses postérieures et latérales modelables,
- Facile à positionner (avec sangles élastiques pour prépositionner l'attelle),
- Bandes antiglisse internes.



CONFORT


Modèle 3 volets
avec panneaux latéraux amovibles.

Réglage par sangles
avec boucles anti-vrilles.



TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 110 cm	25 cm	28 - 36 cm	3664338.000667	6034697
1 / Enfant	110 - 140 cm	40 cm	33 - 39 cm	3664338.000674	6034698
2	140 - 160 cm	50 cm	39 - 46 cm	3664338.000681	6034699
3	160 - 180 cm	55 cm	46 - 51 cm	3664338.000698	6034700
4	180 - 190 cm	60 cm	51 - 66 cm	3664338.000704	6034701
5	> 190 cm	66 cm	66 - 75 cm	3664338.000711	6034702

LPPR : 2124338 / 57,23€^{TTC}



Prise de mesures :
taille individu.



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au-dessus
de la rotule.

Prescrire : 3 Pans - Orliman®

3 Pans 20°

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 panneau central et 2 panneaux latéraux amovibles pour faciliter le réglage selon la morphologie du patient,
- Éclisses latérales postérieures amovibles pour le lavage de l'attelle.



ÉVOLUTIF


2 éclisses latérales et une double éclisse postérieure
préformées selon un angle de 20°
pour l'immobilisation du genou
en légère flexion.

Sangles de serrage
avec boucles anti-vrilles
facilitant la mise en place et le réglage.



TAILLE	TAILLE INDIVIDU	TOUR DE CUISSE	HAUTEUR	ACL 13
1	< 150 cm	< 55 cm	40 cm	34010.6026622.6
2	150 - 180 cm	< 67 cm	50 cm	34010.6026623.3
3	> 180 cm	< 80 cm	60 cm	34010.6026620.2

LPPR : 2124338 / 57,23€^{TTC}



Prise de mesures :
taille individu.

Prescrire : 3 Pans 20° - Orliman®

Attelle de genou évolutive Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'attelle de genou évolutive Cryopump® est développée en deux parties dissociables permettant de passer du traitement en phase d'immobilisation (grâce à des éclisses postérieures préformées, latérales amovibles et modelables) en phase de maintien renforcé (grâce à ses éclisses latérales articulées),
- Ses deux zones de compression graduelle par pompe permettent une meilleure répartition du froid.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid anatomiques et 2 compresses de froid rectangulaires,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002395	6120301

LPPR : 2152211 / **102,29€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de genou évolutive Cryopump® - Orliman®



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Compresses de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

ATELLE DE GENOU

Kit Compressive Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-traumatique, Entorse avec œdème, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression + thérapie par le froid,
fournie avec 2 compresses de froid 30 x 15 cm
(possibilité d'utilisation avec 4 compresses 15 x 15 cm),
- Éclisses postérieures et latérales amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000933	6034893
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000940	6034895

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Kit Compressive Cryotec® - Orliman®




ATELLE DE GENOU COMPRESSIVE SEULE (sans compresses de froid)

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000858	6034718
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000865	6034719

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de genou Compressive seule - Orliman®






CHEVILLE & PIED

RAPPEL ANATOMIQUE


Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr



Cheville & Pied

Guide de délivrance

#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE L'ATTELLE SELON LA PATHOLOGIE



#2 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER





Attelle de cheville **Memoforme®**

CHRONIQUE

INSTABILITÉ



LAXITÉ



STEPPAGE



ATELLES COMPLÉMENTAIRES

CRYOTHÉRAPIE



Cheviforte®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Prévention, Maintien souple.

CARACTÉRISTIQUES :

- Contention forte,
- Système de contention à effet proprioceptif.




Tricot extensible
avec talon fermé.



TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.4633860.2
2	20 - 22 cm	34010.4633854.1
3	22 - 24 cm	34010.4633848.0
4	24 - 26 cm	34010.4633831.2
5	26 - 29 cm	34010.4633825.1

LPPR : 201D02.6 / 16,19€^{TTC}



Prescrire : Cheviforte® - Orliman®

Chevilig®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville bénigne, Reprise d'activité sportive.

CARACTÉRISTIQUES :

- Contention forte,
- Système de contention à effet proprioceptif,
- Tricot extensible avec talon fermé,
- La sangle peut se porter avec ou sans la cheville de contention.




Sangle amovible auto-agrippante
strapping limitant l'inversion
ou l'éversion de la cheville.



TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
0 / Enfant	14 - 17 cm	34010.9492884.8
1	17 - 20 cm	34010.4872613.1
2	20 - 22 cm	34010.4872607.0
3	22 - 24 cm	34010.4872599.8
4	24 - 26 cm	34010.4872582.0
5	26 - 29 cm	34010.4872576.9

LPPR : 201D02.6 / 16,19€^{TTC}



Prescrire : Chevilig® - Orliman®

INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville moyenne à grave, Idéal reprise d'activité sportive, Instabilité ligamentaire, Relais suite d'entorse de Chopart légère.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux souples et respirants,
- Multi-strapping apportant une solution ciblée :



#1 STRAPPING ∞FORM

Contrôle et limite les appuis latéraux de la cheville.

ENTORSE LATÉRALE



#2 CHOPART STRAPPING

Soutient et stabilise l'extérieur du pied. Contrôle les appuis.

ENTORSE DE CHOPART



#3 STRAPPING X-SYSTEM

Apporte un renfort ligamentaire et limite le mouvement latéral de la cheville.


ENTORSE - REPRISE D'ACTIVITÉ - PRÉVENTION

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
0	17 - 20 cm	3664338.002630	6126255	3664338.002623	6126254
1	20 - 23,5 cm	3664338.002371	6120299	3664338.002357	6120297
2	23,5 - 27 cm	3664338.002388	6120300	3664338.002364	6120298


LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}



Prise de mesures :
tour de cheville,
2 cm au-dessus
de la malléole.

Prescrire : CheviX® - Orliman®

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.



Fixquick Chevillère

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse légère, Lésion et instabilité ligamentaire interne ou externe, Idéal suite d'entorse, Reprise de sport, Prévention.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisses latérale et médiale en plastique souple, préviennent les inflammations et entorses (inversion et éversion) de la cheville,
- Tissu aéré et léger pour un confort maximal et une utilisation adaptée à la chaussure,
- Intérieur suédine et lycra testés et garantis non irritants pour la peau : ISO 10993-10/2010,
- Modèle bilatéral.

Sangle de strapping
auto-agrippante et amovible
avec boucle anti-vrille.



Système de fermeture Boa®




1 cran = 1 millimètre
de serrage ou de desserrage.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	19 - 22 cm	3664338.002562	6123310
2	22 - 26 cm	3664338.002579	6123311
3	26 - 29 cm	3664338.002586	6123312
4	29 - 32 cm	3664338.002593	6123313

LPPR : 2107972 / **27,44€^{TTC}**

Prescrire : Chevillère ligamentaire Fixquick - Orliman®



Chevistrap®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse légère, Lésion et instabilité ligamentaire interne et/ou externe, Idéal suite d'entorse, Reprise de sport, Prévention.

CARACTÉRISTIQUES :

- Repérage couleur (bleu et gris) pour une plus grande facilité de mise en place,
- Réglage par lacets pour un ajustement rapide et précis à la morphologie de la cheville,
- Dotée de renforcements bilatéraux permettant une stabilité et un équilibre naturel sans aucune gêne lors des mouvements de flexion et d'extension du pied, nécessaires pour la pratique du sport,
- Chevillère en structure aérée POROMAX® avec un traitement THERMY-TEX® (anti-bactérien, anti-transpirant et anti-acariens).




**Système de double
sanglage en 8**

conçu pour apporter une stabilité
médio-latérale limitant ainsi
une inversion et éversion du pied.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1 / Enfant	17 - 20 cm	34010.8176023.9
2	20 - 24,5 cm	34010.8176170.0
3	24,5 - 29 cm	34010.8176187.8

LPPR : 2107972 / **27,44€^{TTC}**

Prescrire : Chevistrap® - Orliman®



Memostab®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de la cheville récente,
Entorse légère à moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle semi-fermé facilitant la mise en place tout en apportant un confort optimal,
- Anatomique, confortable, amortit les vibrations, évite les points de pression sur les zones douloureuses.



Système de poulies permettant de découpler la force de tirage afin d'obtenir une immobilisation ajustée.

Sangle de pré-maintien pour un réglage précis de l'attelle.




2 coques amovibles semi-rigides conçues spécifiquement pour la malléole interne (I) et la malléole externe (E) et mousse double densité garantissant une bonne adaptation morphologique et un confort optimal.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
0 / Enfant	30 - 35	34010.6005167.9
1	35 - 40	34010.6005165.5
2	40 - 45	34010.6005166.2

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Memostab® - Orliman®



CHEVILLE & PIED

oneplus

Attelle de cheville

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse, Laxité ligamentaire,
Instabilité ostéo-articulaire chronique,
Traitement post-opératoire et post-traumatique,
Prévention des séquelles durant la marche.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et évidement dans la zone du talon pour faciliter la mise en place.

Sangle de pronosupination amovible et découpable permettant de restreindre les mouvements de la cheville.



2 plaques médio-latérales en matériau thermoplastique de haute densité, avec différentes finalités en fonction de la phase de récupération : effet correcteur ou stabilisateur.




Tissu élastique dans la zone du tendon d'Achille facilitant l'adaptation au calcanéus.



TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	23 - 26 cm	8435491.800501	6036102
2	26 - 29 cm	8435491.800518	6036103
3	29 - 32 cm	8435491.800525	6036104

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville One Plus - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

Memoforme®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de la cheville récente,
Entorse légère à moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Évidement malléolaire évitant tout point de pression sur les zones douloureuses,
- Longue sangle calcanéenne.

2 coussins amovibles
en mousse à mémoire de forme double densité.


TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit / Enfant	120 - 160 cm	3664338.000001	6032965
Standard	> 160 cm	3664338.000018	6032966

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Memoforme® - Orliman®



Coques à double rigidité
rigides en partie supérieure
et semi-rigides sous les malléoles
pour plus de stabilité et une meilleure
adaptation dans la chaussure.



ATTELLE DE CHEVILLE

2 en 1 Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme,
- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.000612	6034692
Standard	> 160 cm	3664338.000629	6034693

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville 2 en 1 Cryotec® - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

Air/Gel Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse
de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001183	6035109
Standard	> 160 cm	3664338.001220	6035113

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville Air/Gel Cryotec® - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

Gonflable

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins d'air amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001268	6035118
Standard	> 160 cm	3664338.001176	6034952

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville gonflable - Orliman®



Chevillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique,
Rééducation.

CARACTÉRISTIQUES :

- La cheville anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau du talon pour une meilleure adaptation morphologique,
- Sa sangle facilite la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.




1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.001480	6035380

LPPR : 2107972 / **27,44€^{TTC}**

Prescrire : Chevillère Cryopump® - Orliman®

Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

CHEVILLE
& PIED

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.

NOUVEAU

Botimed® Basse/Haute

TRAUMATIQUE

INDICATIONS BOTIMED® HAUTE :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, Blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), Fasciite plantaire sévère, Autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.



INDICATIONS BOTIMED® BASSE :

Entorse grave de la cheville, Fracture de la cheville, des malléoles et des métatarses.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chausson enveloppant matelassé en tissu respirant avec coussinets de protection et protège orteils,
- Coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.



BOTIMED® PÉDIATRIQUE (voir p. 95)

BOTIMED® BASSE

BOTIMED® HAUTE

TAILLE	POINTURE	MESURE DU PIED	HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13
Pédiatrique	21 - 27	14 - 18 cm	25 cm	34010.8275937.9	-	-	-	-
Enfant	24 - 33	16 - 21 cm	30 cm	34010.8275943.0	-	-	-	-
1	34 - 38	-	-	-	27,5 cm	34010.4633995.1	38 cm	34010.4634090.2
2	38 - 43	-	-	-	27,5 cm	34010.4634003.2	44 cm	34010.4634109.1
3	43 - 46	-	-	-	27,5 cm	34010.4634026.1	44 cm	34010.4634115.2

LPPR : 2161530 / 64,40€^{TT}

Prescrire : Botimed® Basse, Botimed® Haute ou Botimed® Pédiatrique - Orliman®

NOUVEAU

Botimed Air® Basse/Haute

TRAUMATIQUE

INDICATIONS BOTIMED AIR® HAUTE :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, Blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), Fasciite plantaire sévère, Réduction de l'œdème, Autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.



INDICATIONS BOTIMED AIR® BASSE :

Fracture de la cheville, de la malléole et du cou-de-pied (tarses et métatarses), Entorse grave de la cheville, Permet un accroissement de la mobilité en post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Pompe de gonflage intégrée avec vanne de régulation,**
- Chausson enveloppant matelassé en tissu respirant avec coussinets de protection et protège orteils,
- Coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.




BOTIMED AIR® BASSE

BOTIMED AIR® HAUTE

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13
1	34 - 38	21,5 cm	34010.9775501.4	36 cm	34010.9775470.3
2	38 - 43	23 cm	34010.9775518.2	39,5 cm	34010.9775487.1
3	43 - 46	24 cm	34010.9775524.3	43 cm	34010.9775493.2

LPPR : 2161530 / 64,40€^{TT}



Prescrire : Botimed Air® Basse ou Botimed Air® Haute - Orliman®

NOUVEAU Botimed Articulée® Haute

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, Blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), Fasciite plantaire sévère, Autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle doté de cadrans articulés réglables et de 2 baleines métalliques latérales adaptables pour une parfaite adaptation morphologique,**
- Chaussure enveloppant matelassé en tissu respirant avec coussinets de protection et protège orteils,
- Coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.

Articulations monocentriques
à système de réglage en flexion et extension de 0° à 45° (graduation de 7,5° en 7,5°)



CHEVILLE & PIED

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	ACL 13
1	≤ 37	36,5 cm	34010.4634061.2
2	38 - 41	40,5 cm	34010.4634078.0
3	42 - 45	40,5 cm	34010.4634084.1

LPPR : 2161530 / 64,40€^{TTC}



Prescrire : Botimed Articulée® Haute - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

6000

Français consultent chaque jour pour une entorse de la cheville.

Source : L'Assurance Maladie, Entorse de la cheville, 12 février 2018, www.ameli.fr

Chaussure à décharge de l'avant pied

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et chirurgie de l'avant-pied,
Période post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Renfort rigide sur le talon, idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen,
- Semelle antiglisse,
- Modèle bilatéral.




CONFORT

Système de fixation auto-agrippant avec boucles anti-vrilles.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	33 - 35	34010.6005597.4
1	36 - 38	34010.6005600.1
2	39 - 40	34010.6005602.5
3	41 - 42	34010.6005603.2
4	43 - 45	34010.6005604.9

LPPR : 2183855 / 30,49€^{TTC}



Prescrire : Chaussure à décharge de l'avant pied - Orliman®

Chaussure de marche Basse

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-chirurgicale du pied, métatarses et des orteils,
Problèmes de retours veineux (œdèmes).

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle antiglisse,
- Système de fixation auto-agrippant permettant l'adaptation aux pieds ayant de grandes difformités ou des bandages,
- Modèle bilatéral.




FACILE À METTRE



TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
0	33 - 35	3664338.000872	6034720
1	36 - 38	3664338.000889	6034876
2	39 - 40	3664338.000896	6034878
3	41 - 42	3664338.000902	6034880
4	43 - 45	3664338.000919	6034884

LPPR : 2183855 / 30,49€^{TTC}



Prescrire : Chaussure de marche Basse - Orliman®

Chaussure post-opératoire

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-chirurgicale du pied, métatarses et des orteils,
Problèmes de retours veineux (oedèmes).

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle semi-rigide intérieure amovible et externe antidérapante (en forme bateau),
- Système de fixation auto-agrippant,
- Matière respirante,
- Modèle bilatéral.



Modèle évolutif
(ouvert ou fermé)
grâce à une zone avant amovible.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	33 - 35	34010.8138956.0
1	36 - 38	34010.8139105.1
2	39 - 40	34010.8139186.0
3	41 - 42	34010.8139246.1
4	43 - 45	34010.8139252.2

LPPR : 2183855 / 30,49€^{TTC}



Prescrire : Chaussure post-opératoire - Orliman®

CHEVILLE & PIED

Chaussure pour pied diabétique

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Permettre la mobilité post-opératoire,
Pied diabétique, Ulcère plantaire
et autres infections liées au diabète,
Pathologies du pied nécessitant
une semelle à décharge.

CARACTÉRISTIQUES :

- Épaisseur de la semelle : 18 mm,
- Possibilité de commander la semelle seule.




2 zones distinctes
de décharge



Plots amovibles
et repositionnables

TAILLE	POINTURE	CHAUSSURE AVEC SEMELLE		SEMELLE SEULE
		ACL 13		ACL 13
0	33 - 35	34010.8145399.5	34010.6000549.8	34010.6000549.8
1	36 - 38	34010.8145413.8	34010.6000552.8	34010.6000552.8
2	39 - 40	34010.8145442.8	34010.6000555.9	34010.6000555.9
3	41 - 42	34010.8145459.6	34010.6000556.6	34010.6000556.6
4	43 - 45	34010.8145465.7	34010.6000557.3	34010.6000557.3

LPPR : 2183855 / 30,49€^{TTC} Non remboursé



Système de fixation
auto-agrippant

Prescrire : Chaussure pour pied diabétique - Orliman®

RELEVEUR DE PIED

Boxia®

CHRONIQUE



INDICATIONS :

Paralysies flaccides, Paralysies traumatiques, Paralysies neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage à base de gel pour plus de confort sur le tendon d'Achille,
- Discret, confortable et souple.



BOXIA®			
TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
0	13 - 17 cm	8435025.971776	9848565
1	17 - 21 cm	8435025.971202	9848571
2	21 - 25 cm	8435025.971219	9848588
3	25 - 29 cm	8435025.971226	9848594

LPPR : 2122138 / 76,22€^{TTC}

Prescrire : Boxia® - Orliman®

RELEVEUR DE PIED

CHRONIQUE

NOUVEAU Boxia Plus®




Mise en place à une main

INDICATIONS :

Paralysies flaccides, Paralysies traumatiques, Paralysies neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Système de fermeture semi-automatique à une main,**
- Sangle de maintien autour de la cheville en tissu micro-perforé respirant, réglable pour s'adapter à la morphologie de chaque patient.



BOXIA PLUS®			
TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	14 - 20 cm	3664338.004603	6225815
2	20 - 26 cm	3664338.004610	6225816
3	26 - 32 cm	3664338.004627	6225818

LPPR : 2122138 / 76,22€^{TTC}


Prescrire : Boxia Plus® - Orliman®

ACCESSOIRES INCLUS



Élastique de traction

maintient le pied en position neutre en reliant la sangle de maintien autour de la cheville aux crochets en « S » ou à la languette avec crochet antidérapant.



Languette avec crochet antidérapant

à positionner sur la chaussure, avec une sangle qui se fixe aux lacets pour éviter son déplacement.



Crochets en S

pour une fixation dans les œillets des chaussures offrant une plus grande stabilité et un meilleur contrôle varus/valgus.

ACCESSOIRES ADDITIONNELS / DISPONIBLES SÉPARÉMENT



BANDELETTE
(pour utilisation sans chaussure)

TAILLE	CIRC. AVANT-PIED	GAUCHE		DROITE	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	17 - 21 cm	8435025.971653	6104097	8435025.971639	6104094
2	21 - 25 cm	8435025.971660	6104098	8435025.971646	6104095
3	25 - 29 cm	8435025.971691	6104099	8435025.971684	6104096

Non remboursé

Prescrire : Bandelette pour Boxia® / Boxia Plus® - Orliman®



MOLLELIÈRE

TAILLE	CORRESPONDANCE BOXIA® & BOXIA PLUS®	EAN 13	ACL 7
0	0	8435025.973596	6009357
1 - 2	1 et 2	8435025.973602	6009355
3	3	8435025.973619	6009356

Non remboursé

Prescrire : Mollelière pour Boxia® / Boxia Plus® - Orliman®

Releveur de pied

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Paralysies flaccides, Paralysies traumatiques,
Paralysies neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Prévient tout déséquilibre latéral,
- Adaptable par découpe,
se chauffe au pistolet thermique,
- Modèle rembourré d'un capiton
dans la partie supérieure.




Maintient le pied
à angle droit

GAUCHE

DROIT

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	GAUCHE		DROIT	
			EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	35 - 37	29 cm	8435025.964938	6004480	8435025.964891	6004444
2	37 - 39	32 cm	8435025.964945	6004481	8435025.964907	6004445
3	39 - 41	34 cm	8435025.964952	6004483	8435025.964914	6004446
4	41 - 44	39 cm	8435025.964969	6004484	8435025.964921	6004448

LPPR : 2122138 / 76,22€^{TTC}



Prescrire : Releveur de pied - Orliman®




CHEVILLE
& PIED





GAMME PÉDIATRIQUE

Une gamme spécialement conçue pour la morphologie des plus petits, de 4 à 14 ans. Des attelles pour immobiliser mais surtout pour bouger !



COLLIER CERVICAL

Collier C1 Souple

INDICATIONS :

Torticolis,
Réadaptation après port d'un collier C2.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	5 cm	3664338.000384	6034526
Enfant	29 - 34 cm	6,5 cm	3664338.000391	6034527

LPPR : 2118823 / 9,25€^{TTC}

Prescrire : Collier C1 - Orliman®



COLLIER CERVICAL

Collier C2 Semi-rigide

INDICATIONS :

Entorse bénigne,
Torticolis,
Névralgie cervico-brachiale.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	5 cm	3664338.000254	6034502
Enfant	29 - 34 cm	6,5 cm	3664338.000261	6034503

LPPR : 2139009 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 - Orliman®



*tour de cou
+ hauteur de cou*



ATTELLE DE POUCE

Neo Rhizo Confort®

INDICATIONS :


Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 14 cm	34010.6018535.0

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®



tour de poignet

ATTELLE DE POIGNET

Confort Plus® Poignet

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet,
Entorse,
Contusion,
Immobilisation post-opératoire.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 10 cm	3664338.000131	6032982	3664338.000063	6032973
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000124	6032980	3664338.000056	6032972

LPPR : 2182755 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®



Kids

ATTELLE DE POIGNET - POUCE

Confort Plus® Poignet-pouce

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce,
Blessure du scaphoïde.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000247	6033034	3664338.000186	6033026

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet-pouce - Orliman®

Bandage d'immobilisation d'épaule



INDICATIONS :


Immobilisation post-opératoire et après traumatisme (entorse et luxation) de l'épaule et du coude.



TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISERÉ	ACL 13
Pédiatrique	< 65 cm	Rouge	34010.4529594.4
Enfant	65 - 90 cm	Bleu	34010.4529602.6

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®



Anneaux claviculaires

INDICATIONS :


Luxation de l'articulation acromio-claviculaire, Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.



TAILLE	CARRURE	ACL 13
Pédiatrique	< 24 cm	34010.4871476.3
Enfant	25 - 30 cm	34010.4871482.4

Non remboursé

Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®



GENOILLÈRE

Rotulig®

INDICATIONS :

Lésion rotulienne,
Instabilité modérée des ligaments
latéraux LLI et LLE.



TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
Enfant	24 - 29 cm	34010.9799430.7

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€^{TTC}**

Prescrire : Rotulig® - Orliman®



tour de genou



ATELLE DE GENOU

3 Pans

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,
Post-opératoire.



TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	HAUTEUR	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 110 cm	25 cm	28 - 36 cm	3664338.000667	6034697
Enfant	110 - 140 cm	40 cm	33 - 39 cm	3664338.000674	6034698

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : 3 Pans - Orliman®



taille de l'enfant

*tour de cuisse
(15 cm au-dessus
de la rotule)*



ATELLE DE GENOU AÉRÉE

Genu'R®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,
Post-opératoire.



HAUTEUR 40 cm
(individu < 150 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	Genu'R®		Genu'R® 20°	
		ACL 13	EAN 13	ACL 7	EAN 13
Unique / Enfant	35 - 43 cm	34010.8150851.0	3664338.003583	6219384	6219384

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Genu'R® ou Genu'R® 20° - Orliman®



Éclisses
préformées à 20°
sur le modèle
Genu'R® 20°

Kids

ATTELLE DE CHEVILLE

Memoforme®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique de la cheville.




TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	EAN 13	ACL 7
Petit	120 - 160 cm	3664338.000001	6032965

LPPR : 2107972 / **27,44€^{TTC}**

Prescrire : Memoforme® - Orliman®



taille de l'enfant



ATTELLE DE CHEVILLE

Memostab®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	30 - 35	34010.6005167.9

LPPR : 2107972 / **27,44€^{TTC}**

Prescrire : Memostab® - Orliman®



pointure



BOTTE DE MARCHÉ

Botimed® Pédiatrique

INDICATIONS :

Traumatisme et suite d'intervention chirurgicale,
Entorse et lésion ligamenteuse,
Remplacement de plâtre.



TAILLE	POINTURE	MESURE DU PIED	HAUTEUR	ACL 13
Pédiatrique	21 - 27	14 - 18 cm	25 cm	34010.8275937.9
Enfant	24 - 33	16 - 21 cm	30 cm	34010.8275943.0

LPPR : 2161530 / **64,40€^{TTC}**

Prescrire : Botimed® Pédiatrique - Orliman®



Kids





GAMME MATERNITÉ

Soucieux du bien-être des patientes, **Orliman®** a développé une gamme de solutions orthopédiques répondant aux problématiques des futures mamans.

Modifications hormonales et morphologiques, prise de poids, augmentation de la rétention des liquides... Bien que la grossesse ne soit pas une maladie, cet état inédit mérite une attention particulière.

Orliman® Maternity est née de cette volonté de mettre notre savoir-faire au service des futures mamans, afin de les accompagner face aux maux du quotidien de cette nouvelle aventure.



Une gamme spécialement conçue pour les **futures mamans**

8,4 millions*

Le nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans.

Votre patientèle est concernée !

767 000*

Le nombre de bébés nés en France en 2017.

Et presque autant de mamans !

30,6 ans*

L'âge moyen de la maternité en 2017.

Accompagnez vos patientes !

1,88*

Le nombre moyen d'enfants par femme.

Soit environ 2 occasions de conseiller une patiente !



Tiraillements, fatigue musculaire, déséquilibre articulaire... Certains maux inhérents à la grossesse peuvent ternir le quotidien des futures mamans.

À la recherche de soulagement et de confort, elles démontrent une réelle attente pour des solutions simples et non-médicamenteuses qui leur permettront de vivre plus sereinement leur grossesse. Soucieux du bien-être de vos patientes, **Orliman®** vous propose une gamme globale de solutions pour accompagner les femmes enceintes durant toute la durée de leur grossesse et après l'accouchement.

Les produits de la gamme **Orliman® Maternity** sont le résultat d'un procédé de recherche et développement rigoureux, alliant étude des besoins, définition des contraintes liées au quotidien des femmes durant toute la durée de leur grossesse, conception adaptée et enfin, sélection rigoureuse des matériaux utilisés.

*Source INSEE. **Pour des mamans heureuses !

NOUVEAU Ninaë evolution® 21 & 26 cm**INDICATIONS :**

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort,
- **Bandeau intermédiaire souple avec pads de massage exerçant une pression douce sur les zones douloureuses dans le bas du dos,**
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse, ligne dégagée à l'aîne, tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Bandeau souple avec pads de massage

Rappel postural ajustable

1 2 3

Switchsystem®

Design **Switchsystem™** offrant plusieurs choix de combinaisons, un soutien lombaire optimal en toutes situations et un transfert du poids du bébé sur les hanches, sans pression sur le ventre.



1
Un moment de repos dans le canapé ?

La bande de massage, plus souple, exerce une pression douce sur les zones douloureuses.



2
Un peu de bricolage dans la chambre de bébé ?

La bande de massage + la sangle de rappel apportent un soutien musculaire plus ferme lors d'efforts légers et un soulagement des zones douloureuses.



3
Une séance de shopping entre copines ?

La sangle de rappel soulage sans encombrer afin de maintenir une mobilité optimale dans les meilleures conditions.

HAUTEUR 21 cm

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003286	6211582	3664338.003293	6211584
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

NOUVEAU Ninaë casual® 21 & 26 cm**INDICATIONS :**

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

Conception en 2 parties amovibles pour un soutien lombaire optimal et un transfert du poids du bébé sur les hanches, sans pression sur le ventre :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort,
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse (ligne dégagée à l'aîne), tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Rappel postural ajustable

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003200	6211573	3664338.003217	6211574
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Ninaë casual® - Orliman® Maternity



LE SAVIEZ-VOUS ?

45%

des femmes enceintes souffrent de lombalgie.

Source : DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance). Petits maux de la grossesse : étude de la lombalgie.

BANDE PELVIENNE

NOUVEAU Monaë light®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie, les douleurs de la symphyse pubienne (pubalgies), les douleurs pelviennes et/ou sacro-iliaques, Protège le périnée, Prévient et soulage les douleurs sciatiques.

Après l'accouchement : Soulage les douleurs de la symphyse pubienne, Soutient le plancher pelvien, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale (utilisable lors des activités quotidiennes et/ou en position debout prolongée).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bande pelvienne avec système de sangle principale + 2 sangles latérales réglables offrant une contention ferme mais ajustable, sans risque de compression superflue,
- Bande antiglisse pour un bon maintien en position durant les activités quotidiennes.

Pads de massage amovibles
limitant la pression au niveau du coccyx.



LÉGÈRETÉ



Maternité



Sangles latérales

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003354	6211590

Non remboursé

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Monaë light® - Orliman® Maternity

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL

NOUVEAU Monaë activ® 22 cm

CHRONIQUE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits), Soulage la lombalgie, Soutient les muscles abdominaux lors de l'effort, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Plastron abdominal double accroche + zone de fixation étendue offrant un serrage toujours optimal, adapté selon l'évolution de la morphologie de la patiente,
- Tissu élastique aéré en partie arrière pour une contention homogène et plus de confort.



SPÉCIFIQUE



Maternité



HAUTEUR 22 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	80 - 95 cm	3664338.003224	6211575
2	95 - 110 cm	3664338.003231	6211576
3	110 - 130 cm	3664338.003248	6211578

LPPR : 201E00.031 / 57,54€^{TTC}



Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Monaë activ® - Orliman® Maternity

NOUVEAU

Lilaë move®

CHRONIQUE

GROSSESSE

INDICATIONS :


Soulage la sensation de jambes lourdes et fatiguées avec douleur légère ou gonflement, Problèmes de varices légères ou d'araignées vasculaires, Prévention des pathologies veineuses.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression préventive : 15 à 21 mmHg,
- Collant intégral recouvrant la totalité du ventre pour éviter toute gêne à mi-ventre,
- Densité adaptée en partie haute pour éviter les risques de compression du ventre.



TAILLE	● NOIR					● CHAIR			
	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1 - S	19 - 20	29 - 36	28 - 35	39 - 53	46 - 56	3664338.003361	6211591	3664338.003309	6211585
2 - M	20 - 22	32 - 40	30 - 38	41 - 56	49 - 60	3664338.003378	6211592	3664338.003316	6211586
3 - L	22 - 25	34 - 43	33 - 41	45 - 60	56 - 67	3664338.003385	6211593	3664338.003323	6211587
4 - XL	25 - 27	37 - 45	35 - 44	46 - 62	62 - 74	3664338.003392	6211594	3664338.003330	6211588
5 - XXL	27 - 31	39 - 48	37 - 47	47 - 64	65 - 78	3664338.003408	6211595	3664338.003347	6211589



Non remboursé

Prescrire : Lilaë move® - Orliman® Maternity



LE SAVIEZ-VOUS ?

23%

est le taux d'augmentation du risque d'apparition de varices durant la première grossesse.

Source : Fédération française de cardiologie. Insuffisance veineuse : Les situations à risque.

NOUVEAU Lilaë protect®**INDICATIONS :**

Soulage les douleurs liées à la talalgie,
la bursite et la tendinite achilléenne,
Soulage les douleurs articulaires,
Diminue la pression exercée sur le talon.


CARACTÉRISTIQUES :

- Densité d'amorti adaptée permettant de soulager les points d'appuis douloureux sous le talon et de réduire les sollicitations sur les articulations des membres inférieurs,
- Silicone lavable très simplement sous un filet d'eau tiède (ne contient pas de latex),
- Rebord de calage pour une stabilité optimale à l'arrière du pied.



TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	35 - 38	3664338.003514	6214932
2	39 - 42	3664338.003521	6214933

Non remboursé



Prescrire : Lilaë protect® - Orliman® Maternity

NOUVEAU Lilaë soft®**INDICATIONS :**

Soulage les douleurs liées à la métatarsalgie,
la talalgie et la tendinopathie,
Diminue la pression exercée sur les points d'appuis,
Soulage les pieds douloureux ou fatigués,
Limite l'affaissement de la voûte plantaire.


CARACTÉRISTIQUES :

- Design ultra-fin pour une mise en place facile et un confort idéal dans tous types de chaussures,
- Densité double zone avec un amorti accru au niveau des points d'appuis (talon / métatarses),
- Renfort plantaire préformé limitant l'affaissement de la voûte plantaire, favorisant le bon calage et la stabilité du pied dans la chaussure et ainsi l'équilibre dynamique général de la patiente,
- Surfaçage en textile respirant pour plus de confort et d'hygiène.



TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 38	3664338.003255	6211579
2	38 - 40	3664338.003262	6211580
3	40 - 42	3664338.003279	6211581

Non remboursé



Prescrire : Lilaë soft® - Orliman® Maternity





GAMME ONE PLUS

Orliman® s'attache depuis toujours à mettre au point des attelles sur mesure pour les patients qui présentent des besoins spécifiques.

Nous sommes donc parfaitement conscients des problématiques orthopédiques propres aux personnes dont l'appareil locomoteur doit supporter un plus grand poids, ou dont les grandes tailles nécessitent des solutions adaptées.


Orliman® One Plus est née de la nécessité d'offrir un produit adapté aux patients nécessitant un traitement particulier lié à des caractéristiques physiques et morphologiques atypiques.




La gamme dédiée aux morphologies spécifiques

Des recherches approfondies réalisées par notre équipe R&D ont mené au développement de cette gamme d'attelles très innovantes et plus résistantes, qui permettent une adaptation complète et personnalisée aux patients.

La gamme **Orliman® One Plus** se distingue par un choix exigeant et adapté des matériaux, en fonction des besoins anatomiques de chaque attelle. L'association d'éléments rigides dans tous nos produits offre une haute résistance aux chocs mécaniques. Les assemblages sont optimisés pour un effet «sans couture» intérieur et garantissent un port confortable. Les découpes ergonomiques, parfaitement pensées pour les morphologies spécifiques, renforcent cette sensation de confort.



Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.



Ceinture de soutien lombaire 32 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie et sciatique, Hernie discale, Spondylolyse et spondylarthrite, Tension ou déchirure des muscles ou des ligaments qui soutiennent les vertèbres lombaires,
 Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de 4 sangles semi-rigides et réglables dont 2 avec système de fermeture éclair,
- 3 renforts semi-rigides pour un maintien accru de la zone abdominale,
- Système de fixation par micro-velcro®,
- Hauteur dorsale : 32 cm,
 Hauteur du plastron : 32 cm.




Double bande de rappel postural
 en tissu élastique avec système de passe-main.


HAUTEUR 32 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	132 - 142 cm	8435025.999732	6037713
2	142 - 152 cm	8435025.999749	6037715
3	152 - 162 cm	8435025.999756	6037767
4	162 - 172 cm	8435025.999763	6037770

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TC}



Prescrire : Ceinture de soutien lombaire One Plus - Orliman®



4 baleines dorsales
 en acier galvanisé.



Fermeture éclair antéro-latérale
 facilitant le positionnement et le réglage de la ceinture.

Ceinture de soutien abdominal 29 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Contention d'hernies ventrales petites ou moyennes, Hypotonie abdominale, Traitement post-opératoire, Prophylaxie dans les professions ou les sports qui sollicitent excessivement la colonne lombo-sacrée,
 Lombalgie, Amélioration de la posture.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 baleines dorsales amovibles en acier galvanisé,
- 2 renforts souples sur la zone abdominale,
- Système de fermeture en bande auto-agrippante avec un système de passe-doigt,
- Hauteur dorsale : 29 cm,
 Hauteur du plastron : 32 cm,
- Contient du latex.





Découpe anatomique
 au-dessus des cuisses pour un confort optimal.


HAUTEUR 29 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	130 - 140 cm	8435025.999695	6036089
2	140 - 150 cm	8435025.999701	6036090
3	150 - 161 cm	8435025.999718	6036091
4	161 - 172 cm	8435025.999725	6036092

LPPR : 201E00.032 + 3x201E03.01 / 82,68€^{TC}



Large zone de tissu auto-agrippant
 pour une adaptation morphologique optimale.



Renforts latéraux semi-rigides
 pour une meilleure contention des tissus mous.

Prescrire : Ceinture de soutien abdominal One Plus - Orliman®

Attelle de poignet

TRAUMATIQUE
CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose et arthrite, Syndrome du canal carpien, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Boucles anti-vrilles.

Tissu élastique
sur la partie dorsale
pour faciliter la pose.



Attaches auto-agrippantes
grande taille
et découpables.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025.999909	6036046	8435025.999879	6036042
2	21 - 23 cm	8435025.999916	6036047	8435025.999886	6036043
3	23 - 25 cm	8435025.999923	6036048	8435025.999893	6036044

LPPR : 2159526 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Attelle de poignet One Plus - Orliman®



Attelle de poignet-pouce

TRAUMATIQUE
CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose (y compris rhizarthrose) et arthrite, Syndrome du canal carpien, Syndrome de De Quervain, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse latérale préformée, modelable et amovible,
- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce
pour un ajustement optimal.



Coussinet de protection
interne dans la zone du pouce
améliorant le confort durant
l'immobilisation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491.800143	6036052	8435025.999992	6036049
2	21 - 23 cm	8435491.800150	6036053	8435491.800129	6036330
3	23 - 25 cm	8435491.800167	6036088	8435491.800136	6036050

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Attelle de poignet-pouce One Plus - Orliman®



Attelle de pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse (Ex. Pouce du skieur),
Rhizarthrose et arthrite carpo-métacarpienne du pouce,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse latérale modelable au niveau de la colonne du pouce,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.


Sangle de pouce pour un ajustement optimal.



SPÉCIFIQUE



Morphologies spécifiques



Fermeture sangles/boucles



Coussinet de protection interne dans la zone du pouce améliorant le confort durant l'immobilisation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491 .800235	6036038	8435491 .800266	6036035
2	21 - 23 cm	8435491 .800242	6036040	8435491 .800273	6036036
3	23 - 25 cm	8435491 .800259	6036041	8435491 .800280	6036037

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prise de mesures :
tour de poignet.


Prescrire : Attelle de pouce One Plus - Orliman®

LE SAVIEZ-VOUS ?

37%

des Français sont en surpoids
et 17% souffrent d'obésité.

Source : L'Assurance Maladie.
Surpoids et obésité, 16 juin 2017.
www.ameli.fr



Genouillère ligamentaire articulée

TRAUMATIQUE
CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Traitement post-opératoire et post-traumatique, Instabilités latérales du genou, de type varus ou valgus (en utilisant les articulations polycentriques rigides).

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère enveloppante à fermeture postérieure,
- 4 sangles amovibles et découpables (hautes et basses),
- 2 cadrans articulés polycentriques crantés et amovibles en aluminium,
- 2 double ressorts spiralium amovibles.



Matériau élastique dans la zone poplitée pour faciliter l'adaptation au genou.




Tissu élastique au niveau de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.



2 bandes antiglisse internes (points de silicone) dans les parties inférieure et supérieure de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 58 cm	8435491.800358	6036093
2	58 - 69 cm	8435491.800365	6036094
3	69 - 82 cm	8435491.800372	6036095

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}



Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée One Plus - Orliman®

Genouillère ligamentaire articulée réglable

TRAUMATIQUE
CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Instabilités latérales du genou de type varus ou valgus, Pathologies pour lesquelles il convient de contrôler l'amplitude articulaire du genou, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 cadrans polycentriques articulés et réglables avec contrôle de la flexion-extension à intervalles de 0°-15°-30°-60°-90°,
- 2 sangles amovibles d'ajustement de la compression.



Fermeture enveloppante en forme de «S» assurant une meilleure adaptation morphologique.



Tissu élastique au niveau de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.



2 bandes antiglisse internes (points de silicone) dans les parties inférieure et supérieure de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 55 cm	8435491.800419	6036096
2	55 - 62 cm	8435491.800426	6036098
3	62 - 71 cm	8435491.800433	6036099
4	71 - 82 cm	8435491.800440	6036100

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}



Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée réglable One Plus - Orliman®

Attelle de genou articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Stabilisation et maintien médio-latéral de l'articulation du genou et des structures anatomiques correspondantes, Contrôle de l'amplitude des mouvements de flexion-extension.

CARACTÉRISTIQUES :


- 4 réglages distincts à la cuisse et au mollet,
- Cadran articulé gradué réglable :
Flexion : de 0° à 120°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 120°),
Extension : de 0° à 90°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 90°),
Immobilisation totale de 0° à 45°,
- Sangles recoupables avec fixations papillons auto-agrippantes.



2 enveloppes capitonnées découpables pour un ajustement et un confort optimaux.



Fermeture à clips à mémoire de réglage



Barres télescopiques en aluminium et clips de friction permettant de régler la hauteur souhaitée.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	8435491.800495	6036101
LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}		

Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 85 cm
Tour de mollet : 65 cm

Prescrire : Attelle de genou articulée One Plus - Orliman®

Attelle de cheville

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse, Laxité ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Traitement post-opératoire et post-traumatique, Prévention des séquelles durant la marche.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et évidement dans la zone du talon pour faciliter la mise en place.

Sangle de pronosupination amovible et découpable permettant de restreindre les mouvements de la cheville.



2 plaques médio-latérales en matériau thermoplastique de haute densité, avec différentes finalités en fonction de la phase de récupération : effet correcteur ou stabilisateur.



Tissu élastique dans la zone du tendon d'Achille facilitant l'adaptation au calcanéus.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	23 - 26 cm	8435491.800501	6036102
2	26 - 29 cm	8435491.800518	6036103
3	29 - 32 cm	8435491.800525	6036104
LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}			

Prise de mesures :
tour de cheville, 2 cm au-dessus de la malléole.

Prescrire : Attelle de cheville One Plus - Orliman®





GAMME SPORT

Anatomiques, confortables, résistants et lavables, les produits de la gamme **Orliman® Sport** sont pensés pour tous les sportifs, assidus comme de loisirs.

Nos attelles apportent soutien et maintien et sont fabriquées en tissu élastique et respirant avec coutures plates pour éviter tout frottement gênant.



La gamme orthopédique professionnelle **dédiée aux sportifs**



[ESPACE DÉDIÉ]

SOIN DES SPORTIFS

Nous vous accompagnons dans une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive.

Pour plus d'informations, rendez-vous **page 160 !**

Véritables phénomènes de société, les sports de loisirs ont vu leur pratique évoluer et se diversifier significativement ces dernières années, proposant une offre toujours plus attractive et variée pour un public nouveau, au profil de plus en plus hétérogène.

Très logiquement, on a pu constater une évolution du nombre de pathologies bénignes liées à la pratique d'une activité physique (tendinites, douleurs articulaires, etc.). Un grand nombre de patients se tournant aisément vers l'automédication, on remarque dès lors une demande croissante de dispositifs légers, performants et abordables pouvant soulager rapidement de petites douleurs/gênes ponctuelles mais également rassurer dans le cas de traumatismes passés.

Si cette demande est réelle, elle est en grande partie captée par les magasins de sport généralistes, du fait essentiellement de la méconnaissance d'une telle offre en officine. Force est de constater que pour beaucoup de patients, les dispositifs vendus en pharmacie sont essentiellement destinés aux soins post-traumatiques, ils sont onéreux et uniquement disponibles sur prescription médicale.

L'objectif de la gamme est de vous proposer une sélection de produits performants, « tendance » et abordables pour vous permettre d'améliorer votre champ d'action et votre compétitivité.

SPORT

NOUVEAU

Épaulière élastique

INDICATIONS : tendinopathie, légère instabilité, inflammation post-traumatique.



Sangle de réglage



Tricot technique



Homme & Femme


TAILLE	TOUR DU BICEPS	EAN 13	ACL 7
S	27 - 32 cm	3664338.003644	6222508
M	32 - 38 cm	3664338.003651	6222509
L	38 - 44 cm	3664338.003668	6222510

Non remboursé



SPORT

Coudière élastique



INDICATIONS : épicondylite (tennis elbow), épitrochléite (golf elbow), contusion légère, tendinite, processus inflammatoire, instabilité et traumatisme léger.


TAILLE	TOUR DE COUDE	ACL 13
S	22 - 26 cm	34010.8145235.6
M	26 - 30 cm	34010.8145241.7
L	30 - 34 cm	34010.8145258.5

Non remboursé



SPORT

Sangle anti-épicondylite




INDICATIONS : épicondylite (tennis elbow), épitrochléite (golf elbow), prévention des lésions sportives.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	8435025.998018	6041809

Non remboursé

SPORT

Attelle de poignet élastique



INDICATIONS : tendinite, arthrose, arthrite, contusion légère, instabilité et traumatisme léger, processus inflammatoire.


TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
S	15 - 18 cm	34010.8145152.6
M	18 - 21 cm	34010.8145169.4
L	21 - 24 cm	34010.8143621.9

Non remboursé



SPORT

Poignet élastique réglable



INDICATIONS : prévention des lésions du poignet, tendinite, ténosynovite bénigne.


TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8145146.5

Non remboursé

SPORT

SPORT


Genouillère élastique courte



INDICATIONS : arthrite, arthrose, instabilité et traumatisme léger du genou, processus inflammatoire.


TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
S	32 - 36 cm	34010.8145293.6
M	36 - 41 cm	34010.8145301.8
L	41 - 48 cm	34010.8145318.6

Non remboursé



SPORT

Sangle infra-patellaire




INDICATIONS : traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune sportif, tendinite du tendon rotulien.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	8435025.998001	6041811

Non remboursé

SPORT

Cuissard élastique



INDICATIONS : prévention des déchirures musculaires des quadriceps, abducteurs, muscles ischio-jambiers et muscles d'approximation.


TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
S	45 - 49 cm	34010.8145264.6
M	49 - 54 cm	34010.8145270.7
L	54 - 61 cm	34010.8145287.5

Non remboursé



SPORT

Molletière élastique



INDICATIONS : pathologies musculaires, protection du tibia.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	ACL 13
S	27 - 31 cm	34010.8145347.6
M	31 - 36 cm	34010.8145376.6
L	36 - 42 cm	34010.8145382.7

Non remboursé



SPORT

Chevillère élastique



Double densité



Coussinet protecteur



Coutures plates



Homme & Femme

INDICATIONS : instabilité légère de la cheville, épanchements articulaires et inflammations d'origine traumatique et causées par des maladies antérieures, irritation postopératoire et post-traumatique (après entorses), tendomyopathies.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
S	17 - 20 cm	34010.8145206.6
M	20 - 23 cm	34010.8145212.7
L	23 - 26 cm	34010.8145229.5

Non remboursé



SPORT

Chevillère élastique réglable



Sangle de réglage



Évidement au talon



Homme & Femme

INDICATIONS : lésions légères, entorses, luxations.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
S	17 - 20 cm	34010.8145175.5
M	20 - 23 cm	34010.8145181.6
L	23 - 26 cm	34010.8145198.4

Non remboursé



SPORT

Chaussettes de compression



Sans couture



Homme & Femme



Maille aérée



Renfort matelassé

INDICATIONS : amélioration du retour veineux, oxygénation des muscles, des tendons et des ligaments pendant et après l'effort, diminution de la fatigue musculaire et accélération de la récupération.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	EAN 13	ACL 7
S/1	30 - 34,5 cm	3664338.001978	6041785
M/2	34,5 - 39 cm	3664338.001985	6041797
L/3	39 - 43,5 cm	3664338.001992	6041798
XL/4	43,5 - 48 cm	3664338.002005	6041799

Non remboursé



SPORT

Semelles sportives à décharge



Découpable



Homme & Femme

INDICATIONS : absorption des chocs d'impacts au niveau du talon et diminution de la pression exercée sur les zones d'appui (talon & métatarses), régulation thermique au niveau du pied, réduction des frottements et de la formation de callosités.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 37	8435025.996847	6041803
2	38 - 39	8435025.996854	6041805
3	40 - 41	8435025.996861	6041806
4	42 - 43	8435025.996878	6041807
5	44 - 45	8435025.996885	6041808

Non remboursé

SPORT





GAMME PODOLOGIE

Découvrez notre gamme complète de produits spécialement dédiés au soin et au confort des pieds sensibles : semelles thermoformables, talonnettes et semelles silicone, coussinets protecteurs, chaussettes de confort ou de compression...

FeetPAD
PODOLOGIE

Gamme podologie, 6 collections confort et soin des pieds



COLLECTION **CORRECTEURS**

CORRIGER & PROTÉGER

Pour corriger l'axe de l'articulation afin de ralentir le processus de déformation de l'Hallux Valgus.

Page 121



COLLECTION **COUSSINETS**

AMORTIR & SOULAGER

Pour amortir les surcharges du pied grâce aux coussinets en gel à placer dans la chaussure.

Page 122



COLLECTION **PROTECTEURS**

PRÉVENIR, PROTÉGER, SOULAGER...

Pour protéger les orteils et « l'oignon » des pressions et frottements exercés contre la chaussure.

Page 123



COLLECTION **TALONNETTES**

SOUTENIR & SOULAGER

Pour absorber les chocs sous le talon et réduire les tensions exercées sur le tendon.

Page 126



COLLECTION **SEMELLES**

SOUTENIR & SOULAGER

Pour redistribuer les forces de charges sur le pied et réduire la pression sur les zones d'appuis.

Page 127



COLLECTION **CHAUSSETTES**

PRÉVENIR, PROTÉGER, STIMULER...

De compression ou pour pieds diabétiques, elles protègent notamment le pied contre les frottements douloureux des chaussures.

Page 128

Correcteur nocturne Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Traitement d'Hallux Valgus, Thérapie conservatrice et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de pression ajustable permettant un réglage de l'axe de correction,
- Coussin amortisseur offrant un confort optimal.

TAILLE	POINTURE	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
S	34 - 36	34010.6005001.6	34010.6004997.3
M	37 - 40	34010.6005002.3	34010.6004995.9
L	41 - 46	34010.6005000.9	34010.6004998.0

LPPR : 2113174 / 12,13€^{TTC}

Prescrire : Correcteur nocturne hallux valgus - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Écarteur & Protecteur Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux, Réalignement de l'articulation, Amortit les pressions.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	ACL 13
Unique	34015.6117298.9

Non remboursé

Prescrire : Écarteur & protecteur hallux valgus - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Écarteur de doigts Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Réduit les frictions, Réalignement de l'articulation, Évite les Hallux Valgus.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
S	35 - 38	34015.6117246.0
M	39 - 42	34015.6117252.1
L	43 - 46	34015.6117269.9

Non remboursé

Prescrire : Écarteur de doigts hallux valgus - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Coussinet Gel Talon

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la douleur et absorbe les chocs sous le talon,
Évite les frottements et la formation de callosités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.2945408.4

Non remboursé

Prescrire : Coussinet gel talon - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

Coussinet Gel Métatarses

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la douleur de la zone métatarsienne et de l'avant du pied,
Évite la formation de callosités et durillons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.2945377.3

Non remboursé

Prescrire : Coussinet gel métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

Coussinet Gel Orteils

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Soulage les douleurs de l'avant-pied et les orteils
en forme de griffe ou marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Petit coussinet sous-diaphysaire en gel polymère viscoélastique avec anneau de fixation au 2^e orteil.

TAILLE	POINTURE	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
S	35 - 38	34010.2945503.6		34010.2945443.5	
M	39 - 42	34010.2945526.5		34010.2945489.3	
L	43 - 46	34010.2945549.4		34010.2945495.4	

Non remboursé

Prescrire : Coussinet gel orteils - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Protection Gel Talon

2 UNITÉS

INDICATIONS :

Prévient des pressions et des frottements,
Évite la formation d'ampoules,
Protège les blessures existantes du tendon d'Achille.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010. 2945437 .4

Non remboursé

Prescrire : Protection gel talon - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

Protecteur Hallux Valgus et Cors

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux et sensibles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absorbe et répartit les pressions sur l'Hallux Valgus grâce à son gel polymère,
- Ne glisse pas,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	< 41	34015. 6116347 .5
2	≥ 41	34015. 6116353 .6

Non remboursé

Prescrire : Protecteur hallux valgus et cors - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Protection Plantaire Métatarses

LA PAIRE

INDICATIONS :

Protège et soulage la zone des métatarses,
Empêche la formation de cors,
Absorbe les chocs et réduit les callosités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mini-bande plantaire en tissu élastique avec coussin en gel polymère.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	< 41	34015. 6116198 .3
2	≥ 41	34015. 6116212 .6

Non remboursé

Prescrire : Protection plantaire métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Tube protecteur Gel Orteils et doigts

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Atténue la pression et la friction, Protection et hydratation des orteils,
Favorise la cicatrisation, Protège les zones lésées.


CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ○ Blanc.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
S	15 mm	34010.2945650.7
M	20 mm	34010.2945667.5
L	25 mm	34010.2945673.6

Non remboursé

Prescrire : Tube protecteur gel orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Tube protecteur Gel & Tissu Orteils et doigts

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Atténue la pression et la friction,
Protection et hydratation des orteils, Favorise la cicatrisation.


CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ● Chair.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
XS	20 mm	34015.6140245.1
S	25 mm	34015.6140251.2
M	30 mm	34015.6140268.0
L	35 mm	34015.6142238.1

Non remboursé

Prescrire : Tube protecteur gel & tissu orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Doigtier protecteur Orteils et doigts

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Orteil en marteau, Lésion kératosique,
Superposition des orteils, Favorise la cicatrisation.


CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 8,5 cm découpable.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
S	25 mm	34015.6133647.3
M	30 mm	34015.6138076.6
L	35 mm	34011.6138952.7

Non remboursé

Prescrire : Doigtier protecteur orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Protecteur Gel Petit orteil

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Réduit la douleur, Protège l'exostose de l'articulation,
Diminue la pression et les frottements causés par la chaussure.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

TAILLE

ACL 13


Unique

34010.2945420.6


Non remboursé

Prescrire : Protecteur gel petit orteil - Orliman® FeetPAD

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.



Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.



Semelles thermoformables

LA PAIRE

Grâce à leur technologie Bion'tech®, les semelles thermoformables s'adaptent parfaitement à la morphologie du pied améliorant ainsi l'amorti et la stabilité durant les phases de marche ou de course.

Elles permettent de réduire les vibrations sur les articulations du genou, de la cheville et de la région lombaire, réduisant les risques de traumatismes mineurs pouvant nuire aux articulations et aux os, tout en diminuant la fatigue musculaire.



POINTURE	ACL 13
36	34010.6003291.3
37	34010.6003294.4
38	34010.6003274.6
39	34010.6003275.3
40	34010.6003276.0
41	34010.6003277.7
42	34010.6003279.1
43	34010.6003282.1
44	34010.6003285.2
45	34010.6003288.3
46	34010.6003290.6

Non remboursé

INNOVATION BREVETÉE

**EFFICACITÉ
PROUVÉE !**

lmana
Ingeniería biomecánica

Colegio Oficial
de Podólogos
de La Rioja

Prescrire : Semelles thermoformables - Orliman® FeetPAD

Semelles Silicone avec inserts

LA PAIRE

INDICATIONS :

Métatarsalgie, Épine calcanéenne, Talalgie, Bursite, Fasciite plantaire, Pied diabétique, Pied fatigué ou douleur post-chirurgicale, Soulage le pied après l'effort (idéal pour le sport).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,
- Limite les traumatismes liés aux impacts répétés.



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	35 - 36	34015.6116270.6
1	37 - 38	34015.6116287.4
2	39 - 40	34015.6116293.5
3	41 - 42	34015.6116318.5
4	43 - 44	34015.6116324.6
5	45 - 46	34015.6116330.7

Non remboursé



Prescrire : Semelles silicone avec inserts - Orliman® FeetPAD

Talonnettes Silicone avec insert central

LA PAIRE

INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34015.6116229.4
2	39 - 42	34015.6116241.6
3	43 - 46	34015.6116258.4

Non remboursé



Prescrire : Talonnettes silicone avec insert central - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Talonnettes Silicone avec insert latéral

LA PAIRE

INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34015.6435012.4
2	39 - 42	34015.6469376.4
3	43 - 46	34015.6469525.6

Non remboursé



Prescrire : Talonnettes silicone avec insert latéral - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Talonnettes plates Silicone avec insert central

LA PAIRE

INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Épine calcanéenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,
- Épaisseur de 5 mm sans bords latéraux.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34010.2945584.5
2	39 - 42	34010.2945590.6
3	43 - 46	34010.2945615.6
4	47 - 50	34010.2945621.7

Non remboursé



Prescrire : Talonnettes plates silicone avec insert central - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Chaussettes de compression Voyage

LA PAIRE

INDICATIONS :

Stimule et favorise le retour veineux,
Protège le pied contre les frottements douloureux des chaussures,
Recommandé pour les longs trajets.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Compression dégressive,
- Renfort matelassé au niveau de la plante des pieds,
- Maille épaisse,
- **Degré de compression : 15 - 20 mmHg - Classe II.**



SANS LATEX



UNISEXE



COMPRESSION



SANS COUTURE



RESPIRANT

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	18 - 21,5 cm	3664338.001848	6041764
2	21,5 - 25 cm	3664338.001855	6041765
3	25 - 28,5 cm	3664338.001862	6041768
4	28,5 - 32 cm	3664338.001879	6041770

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes de compression Voyage - Orliman® FeetPAD



LE SAVIEZ-VOUS ?

6h

de voyage en avion
peuvent favoriser l'apparition
d'une thrombose
veineuse profonde chez
les personnes à risque.

Source : L'Assurance Maladie.
Prévenir la phlébite, 14 novembre 2019.
www.ameli.fr

Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds sensibles du diabétique, Candidose, Mycose, Eczéma, Prévient le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique), Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Sans compression,
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon,
- Tissu en tricot lisse,
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 38,5	3664338.000995	6034921
2	38,5 - 41	3664338.001039	6034928
3	41 - 43,5	3664338.001046	6034929
4	43,5 - 46	3664338.001053	6034930

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes confort & protection pieds diabétiques Daily - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



UNISEXE



SANS COMPRESSION



SANS COUTURE



RESPIRANT



BACTÉRIO-STATIQUE

Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds sensibles du diabétique, Candidose, Mycose, Eczéma, Prévient le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique), Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Sans compression,
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon,
- Viscose avec charbon actif, absorbe l'humidité et neutralise les odeurs,
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 38,5	3664338.001558	6038578
2	38,5 - 41	3664338.001565	6038579
3	41 - 43,5	3664338.001572	6038580
4	43,5 - 46	3664338.001589	6038581

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes confort & protection pieds diabétiques Relax - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



UNISEXE



SANS COMPRESSION



SANS COUTURE



RESPIRANT



BACTÉRIO-STATIQUE





GAMME CHUT

Découvrez notre gamme de chaussures thérapeutiques à usage temporaire (CHUT).

Spécialement conçues pour s'adapter aux différentes pathologies du pied, les CHUT offrent un maintien et une correction qui favorisent une plus grande aisance de marche.


FeetPAD
CHUT

Chaussures thérapeutiques à usage temporaire **gamme CHUT**

Les chaussures thérapeutiques à usage temporaire sont destinées à des patients dont les anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une correction que ne peut assurer une chaussure ordinaire sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure.

- Elles permettent une **plus grande mobilité en facilitant la marche** ou sa reprise,
- Elles sont **adaptées à de nombreuses pathologies plantaires** et favorisent la cicatrisation des plaies,
- Elles peuvent être utilisées **lorsqu'un appareillage orthopédique a été mis en place.**

Nos modèles allient **confort, protection et facilité d'utilisation** grâce à des **matériaux performants aux propriétés respirantes, antibactériennes et antistatiques.**



1. Volume chaussant important à l'avant-pied pour éviter les points de pression.
2. Semelle flexible antidérapante et antiglisse pour limiter le risque de chute.
3. Système de fermeture auto-agrippant ou élastique pour un ajustement optimal aux variations de volume.
4. Ouverture large pour une grande facilité de mise en place.
5. Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique.
6. Contrefort stabilisant pour un maintien optimal.

HALLUX VALGUS - OIGNONS

Matériaux souples et extensibles au niveau de l'avant-pied.



PIEDS RHUMATOÏDES

Chaussure souple et adaptable aux déformations du pied.



ORTEILS EN GRIFFE / MARTEAU

Avant-pied de la chaussure plus large.



PIEDS DIABÉTIQUES

Chaussures sans couture intérieure.



1. DÉTERMINER LA POINTURE

	FEMME	HOMME & MIXTE
POINTURE	LONGUEUR DU PIED (cm)	
35	21,9	-
36	22,6	23
37	23,2	23,7
38	23,9	24,4
39	24,5	25
40	25,2	25,7
41	25,8	26,4
42	26,5	27
43	-	27,7
44	-	28,4
45	-	29
46	-	29,7

2. DÉTERMINER LA LARGEUR DU PIED

	PIED MOYEN	PIED LARGE	PIED EXTRA-LARGE
POINTURE	CIRCONFÉRENCE (cm)		
35	< 22,4	22,5 - 23,5	> 23,5
36	< 22,9	23 - 24	> 24
37	< 23,4	23,5 - 24,5	> 24,5
38	< 23,9	24 - 25	> 25
39	< 24,4	24,5 - 25,5	> 25,5
40	< 24,9	25 - 26	> 26
41	< 25,4	25,5 - 26,5	> 26,5
42	< 25,9	26 - 27	> 27
43	< 26,4	26,5 - 27,5	> 27,5
44	< 26,9	27 - 28	> 28
45	< 27,4	27,5 - 28,5	> 28,5
46	< 27,9	28 - 29	> 29

3. CHOISIR LE MODÈLE

		PIED MOYEN	PIED LARGE	PIED EXTRA-LARGE
FEMME				
CÉZEMBRE®	P143	●		
BELLE-ÎLE®	P134	●		
BRÉHAT®	P139	●	●	
ERQUY®	P143	●	●	
HOEDIC®	P139	●	●	
HOUAT®	P136	●	●	
TATIHOU®	P135	●	●	
GLAZIC®	P135	●	●	●
BELLE-ÎLE® ÉTÉ	P141	●	●	●
GROIX® ÉTÉ	P141	●	●	●
MOLÈNE®	P137	●	●	●
OLÉRON®	P137	●	●	●
HOMME & MIXTE				
ARZ®	P136	●		
RHUYS®	P142	●	●	
QUIBERON®	P140	●	●	●
CHAUSEY®	P142	●	●	●
NOIRMOUTIER®	P140	●	●	●
OUessant®	P134	●	●	●



La prise de mesures est essentielle à la délivrance du produit le plus adapté. Il est recommandé de bien suivre le protocole de prise de mesures disponible en téléchargement dans votre **Espace Pro** sur notre site : www.ortliman.fr.

Ou demandez-le à votre **technico-commercial(e)** ou notre **service client : 02 99 66 41 41**.



Les mesures indiquées et le conseil des modèles sont à titre indicatif. En raison de la diversité des pathologies, l'essayage de la chaussure reste le moyen le plus adapté au choix du bon produit.

NOUVEAU

Ouessant®

HOMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Œdème post-opératoire. Pansements épais. Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture large pour faciliter la mise en place,
- Languette auto-agrippante pour une fermeture rapide et ajustable,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Tige élastique
pour épouser parfaitement
les déformations du pied.

● NOIR

POINTURE	EAN 13	ACL 7
39	3664338.003712	6223429
40	3664338.003729	6223430
41	3664338.003736	6223431
42	3664338.003743	6223432
43	3664338.003750	6223433
44	3664338.003767	6223434
45	3664338.003774	6223435
46	3664338.003781	6223436

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Ouessant® - Orliman® FeetPAD

Belle-Île®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Cou-de-pied fort. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige élastique pour épouser parfaitement les déformations du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine,
- Tissu déperlant.



LATEX

● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6015411.0
36	34010.6015412.7
37	34010.6015649.7
38	34010.6015650.3
39	34010.6015660.2
40	34010.6015661.9
41	34010.6015662.6
42	34010.6015663.3

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Belle-Île® - Orliman® FeetPAD

Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

Languette auto-agrippante
pour une fermeture rapide et ajustable.



En raison du petit taillant du modèle Belle-Île®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

**INDICATIONS :**

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais. Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige latérale ultra souple pour épouser parfaitement les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.003880	6223448
36	3664338.003897	6223449
37	3664338.003903	6223450
38	3664338.003910	6223452
39	3664338.003927	6223453
40	3664338.003934	6223454
41	3664338.003941	6223455
42	3664338.003958	6223456

LPPR : 2166740 / **27,51€^{TTC}** l'unité, soit **55,02€^{TTC}** la paire.

Prescrire : CHUT Glazic® - Orliman® FeetPAD



Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.

**INDICATIONS :**

Hallux valgus, oignons. Pieds diabétiques. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 lanières auto-agrippantes souples et longues pour une fermeture ajustable au cou-de-pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010. 6028951 . 5
36	34010. 6028952 . 2
37	34010. 6028953 . 9
38	34010. 6028954 . 6
39	34010. 6028955 . 3
40	34010. 6028957 . 7
41	34010. 6028958 . 4
42	34010. 6028959 . 1

LPPR : 2166740 / **27,51€^{TTC}** l'unité, soit **55,02€^{TTC}** la paire.

Prescrire : CHUT Tatihou® - Orliman® FeetPAD



Tige Lycra® ultra souple
pour épouser parfaitement les déformations du pied.

Houat®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :**Hallux valgus, oignons.** Pieds diabétiques. Pieds rhumatoïdes.**CARACTÉRISTIQUES :**

- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Tige Lycra® ultra souple
pour épouser parfaitement les déformations du pied.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6028960.7
36	34010.6028961.4
37	34010.6028963.8
38	34010.6028964.5
39	34010.6028965.2
40	34010.6028966.9
41	34010.6028967.6
42	34010.6028968.3

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Houat® - Orliman® FeetPAD

NOUVEAU **Arz®**

HOMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :**Pieds rhumatoïdes.** Hallux valgus, oignons. Durillons, cors. Métatarsalgie.**CARACTÉRISTIQUES :**

- Matériaux légèrement élastiques sur les côtés pour épouser les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Semi-fermée avec large languette auto-agrippante
pour une fermeture rapide.

● NOIR

POINTURE	EAN 13		ACL 7
39	3664338.004450	6223512	
40	3664338.004443	6223510	
41	3664338.004436	6223509	
42	3664338.004429	6223508	
43	3664338.004412	6223507	
44	3664338.004405	6223506	
45	3664338.004399	6223504	
46	3664338.004382	6223503	

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Arz® - Orliman® FeetPAD

Oléron®



FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges.
Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau.
Durillons, cors. Pathologies unguéales.
Œdème post-opératoire. Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu nid d'abeille déperlant pour une respiration optimale et un parfait maintien du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



POINTURE	● BEIGE	● BLEU MARINE
	ACL 13	ACL 13
35	34010.6015064.8	34010.6015056.3
36	34010.6015065.5	34010.6015057.0
37	34010.6015067.9	34010.6015058.7
38	34010.6015389.2	34010.6015059.4
39	34010.6015390.8	34010.6015060.0
40	34010.6015392.2	34010.6015061.7
41	34010.6015393.9	34010.6015062.4
42	34010.6015394.6	34010.6015063.1

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Oléron® - Orliman® FeetPAD

Ouverture complète et ajustable à la forme du pied
grâce à ses 2 languettes auto-agrippantes.
Idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.



En raison du petit taillant du modèle Oléron®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

Molène®



FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges.
Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Tissu nid d'abeille déperlant pour une respiration optimale et un parfait maintien du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



POINTURE	● NOIR	NOUVEAU ● BLEU MARINE	
	ACL 13	EAN 13	ACL 7
35	34010.6015395.3	3664338.004122	6223475
36	34010.6015396.0	3664338.004139	6223476
37	34010.6015397.7	3664338.004146	6223477
38	34010.6015398.4	3664338.004153	6223478
39	34010.6015399.1	3664338.004160	6223479
40	34010.6015400.4	3664338.004177	6223481
41	34010.6015401.1	3664338.004184	6223482
42	34010.6015402.8	3664338.004559	6223962

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Molène® - Orliman® FeetPAD

Grande ouverture
pour faciliter la mise en place.
Chaussant large
pour le confort des pieds déformés.



En raison du petit taillant du modèle Molène®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

LE SAVIEZ-VOUS ?

200 000

personnes sont touchées
par la polyarthrite
rhumatoïde en France.

Source : L'Assurance Maladie.
Comprendre la polyarthrite rhumatoïde.
www.ameli.fr - 19 février 2019.



Bréhat®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Pathologies unguéales.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine,
- Tissu déperlant.

**Tige élasthanne**

aux propriétés extensibles pour épouser parfaitement les déformations du pied.

● NOIR

● BORDEAUX

POINTURE	ACL 13	ACL 13
35	34010.6015403.5	34010.6015035.8
36	34010.6015404.2	34010.6015036.5
37	34010.6015405.9	34010.6015038.9
38	34010.6015406.6	34010.6015039.6
39	34010.6015407.3	34010.6015040.2
40	34010.6015408.0	34010.6015041.9
41	34010.6015409.7	34010.6015042.6
42	34010.6015410.3	34010.6015044.0

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Bréhat® - Orliman® FeetPAD

En raison du petit taillant du modèle Bréhat®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

NOUVEAU

Hoedic®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Cou-de-pied fort. Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture large pour faciliter la mise en place,
- Languette auto-agrippante pour une fermeture rapide et ajustable,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.003804	6223438
36	3664338.003811	6223440
37	3664338.003828	6223441
38	3664338.003835	6223442
39	3664338.003842	6223443
40	3664338.003859	6223444
41	3664338.003866	6223446
42	3664338.003873	6223447

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Hoedic® - Orliman® FeetPAD



Matière élastique sur les côtés
pour épouser les déformations du pied.

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mousse contrecollée sur tissu auto-agrippant compatible, s'adapte à toutes les épaisseurs de pieds,
- Modèle montant sur la cheville,
- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Tissu déperlant.

● NOIR		● NOIR	
POINTURE	ACL 13	POINTURE	ACL 13
36	34010.6015045.7	42	34010.6015051.8
37	34010.6015046.4	43	34010.6015052.5
38	34010.6015047.1	44	34010.6015053.2
39	34010.6015048.8	45	34010.6015054.9
40	34010.6015049.5	46	34010.6015055.6
41	34010.6015050.1	-	-

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Noirmoutier® - Orliman® FeetPAD



2 fermetures auto-agrippantes
sur la tige et à l'arrière.

Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.



Étiquette à l'intérieur de la tige
pour inscrire les nom et
chambre du patient.

**INDICATIONS :**

Orteils en griffe / marteau. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Hallux valgus, oignons. Durillons, cors. Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Butée du pied totalement fermée,
- Tissu élégant imitation nubuck, déperlant,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● MARRON	
POINTURE	ACL 13
39	34010.6015664.0
40	34010.6015665.7
41	34010.6015666.4
42	34010.6015667.1
43	34010.6015668.8
44	34010.6015670.1
45	34010.6015671.8
46	34010.6015672.5

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Quiberon® - Orliman® FeetPAD



Languettes pliées en une seule partie
pour faciliter la fermeture.



NOUVEAU Belle-Île® été

FEMME

ORTEILS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Hallux valgus, oignons.
Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Durillons, cors.
Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire.
Pansements épais. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avant-pied large et ajustable grâce à sa languette auto-agrippante,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Tissu déperlant.

● BLEU MARINE

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.004047	6223465
36	3664338.004054	6223466
37	3664338.004061	6223467
38	3664338.004078	6223469
39	3664338.004085	6223470
40	3664338.004092	6223471
41	3664338.004108	6223472
42	3664338.004115	6223473

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Belle-Île® été - Orliman® FeetPAD



LATEX

Ouverture complète

idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.



En raison du petit taillant du modèle Belle-Île® été, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

NOUVEAU Groix® été

FEMME

ORTEILS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Hallux valgus, oignons.
Pieds extra-larges. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avant-pied large et ajustable grâce à sa languette auto-agrippante,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Tissu déperlant.

● GRIS

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.004191	6223483
36	3664338.004207	6223484
37	3664338.004214	6223485
38	3664338.004221	6223486
39	3664338.004238	6223487
40	3664338.004245	6223488
41	3664338.004252	6223489
42	3664338.004269	6223490

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Groix® été - Orliman® FeetPAD



LATEX

Ouverture complète

idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.



En raison du petit taillant du modèle Groix® été, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

Chausey®

HOMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Orteils en griffe ou en marteau.
Pieds extra-larges. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
39	34010.6028943.0
40	34010.6028944.7
41	34010.6028945.4
42	34010.6028946.1
43	34010.6028947.8
44	34010.6028948.5
45	34010.6028949.2
46	34010.6028950.8

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Chausey® - Orliman® FeetPAD



Languette longue
pour ajuster la fermeture
aux pieds volumineux.

Rhuys®

HOMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Hallux valgus, oignons.
Orteils en griffe ou en marteau. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu nid d'abeille déperlant pour une respiration optimale et un parfait maintien du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
39	34010.6015673.2
40	34010.6015674.9
41	34010.6015676.3
42	34010.6015677.0
43	34010.6015678.7
44	34010.6015679.4
45	34010.6015680.0
46	34010.6015682.4

LPPR : 2166740 / 27,51€^{TTC} l'unité, soit 55,02€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Rhuys® - Orliman® FeetPAD



LATEX

Languette auto-agrippante
pour une fermeture rapide et ajustable.

**Absence de couture
sur l'avant-pied**
idéal pour les pieds opérés
ou diabétiques.



NOUVEAU Erquy®

FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Cou-de-pied fort. Hallux valgus, oignons.
Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Matière légèrement élastique pour épouser les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.004566	6223963
36	3664338.004573	6223964
37	3664338.004580	6223966
38	3664338.004368	6223501
39	3664338.004351	6223500
40	3664338.004344	6223499
41	3664338.004337	6223498
42	3664338.004320	6223496

LPPR : 2166740 / **27,51€^{TTC}** l'unité, soit **55,02€^{TTC}** la paire.

Prescrire : CHUT Erquy® - Orliman® FeetPAD



Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

2 languettes auto-agrippantes
pour une fermeture rapide et ajustable.

NOUVEAU Cézembre®

FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Hallux valgus, oignons.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Matière légèrement élastique sur les côtés pour épouser les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR / BRONZE

● BLEU MARINE / BLEU

POINTURE	● NOIR / BRONZE		● BLEU MARINE / BLEU	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
35	3664338.003965	6223457	3664338.004542	6223521
36	3664338.003972	6223458	3664338.004535	6223520
37	3664338.003989	6223459	3664338.004528	6223519
38	3664338.003996	6223460	3664338.004511	6223518
39	3664338.004009	6223461	3664338.004504	6223517
40	3664338.004016	6223462	3664338.004498	6223516
41	3664338.004023	6223463	3664338.004481	6223515
42	3664338.004030	6223464	3664338.004474	6223514

LPPR : 2166740 / **27,51€^{TTC}** l'unité, soit **55,02€^{TTC}** la paire.

Prescrire : CHUT Cézembre® - Orliman® FeetPAD



Ouverture souple
grâce à sa tige munie d'élastiques,
mise en place facile.





CRYO & BANDES

CRYOTHÉRAPIE

La cryothérapie est une méthode de soins qui consiste à appliquer du froid sur une zone du corps afin de faire chuter la température cutanée. Elle est souvent pratiquée par les sportifs dans le but d'obtenir une récupération de la fonction musculaire plus rapide.

BANDES DE CONTENTION

Les bandes de contention sont adaptées à la traumatologie sportive en général (entorses, tendinites, élongations, contention musculaire...). Elles protègent les zones sensibles et peuvent servir à maintenir les compresses dans le cadre d'un traitement en cryothérapie.

Comment le froid soulage-t-il la douleur ?

ANALGÉSIQUE ET ANTALGIQUE

Appliquer du froid sur une zone du corps a pour but de faire chuter la température cutanée. Ce « choc thermique » permet d'anesthésier les nerfs sensitifs qui conduisent le message douloureux envoyé au cerveau. Ce qui procure alors un effet antalgique immédiat.

ANTI-ŒDÉMATEUX / ANTI-INFLAMMATOIRE

Lorsque les muscles ou les articulations sont enflammés, les vaisseaux sanguins ont pour réaction de se dilater (vasodilatation). Cette réaction rend leur paroi particulièrement perméable. Le liquide (plasma) peut alors s'infiltrer dans les tissus provoquant alors l'apparition d'un œdème. L'application immédiate du froid, associée à une légère compression et une position surélevée, permet de minimiser la dilatation des vaisseaux limitant ainsi la formation de gonflements et ralentissant le processus inflammatoire.

RECOMMANDATION

Ne mettez pas de glace à même la peau, pour éviter tout risque de brûlure ou de gelure.



PROTOCOLE GREC

Le protocole GREC (ou RICE) est une méthode de premiers soins qui a pour but de diminuer la douleur, éviter les œdèmes, favoriser le rétablissement et la récupération de la fonction articulaire.

GLAÇAGE

Appliquer du froid pour un effet antalgique et anti-inflammatoire.

REPOS

Mettre l'articulation en repos strict afin d'éviter que la lésion ne s'aggrave.

ÉLÉVATION

Maintenir l'articulation surélevée pour favoriser la circulation sanguine et diminuer la pression au niveau de la zone douloureuse.

COMPRESSION

Effectuer une compression sur la zone douloureuse afin de favoriser l'action du froid et de réduire la douleur.

Attelles de cryothérapie Cryotec®

GENOILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE ET ROTULIENNE

Genulig® Cryotec®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Post-opératoire, Post-traumatique, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Reprise du sport ou d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation,
- Cadrans articulés crantés et polycentriques avec butée anti-recurvatum permettant de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion/extension.

Sangle de strapping en «X» permettant de réaliser une compression graduelle et d'effectuer plusieurs types de strapping.


TAILLE	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	3664338.001923	6041780
2	47 - 53 cm	3664338.001930	6041781
3	53 - 60 cm	3664338.001947	6041782
4	60 - 67 cm	3664338.001954	6041783
5	67 - 75 cm	3664338.001961	6041784

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genulig® Cryotec® - Orliman®



ÉVOLUTIF



Cadran articulé



Cryothérapie

Pad circulaire silicone avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.



Compresse de froid amovible technologie « flocon de neige » apporte une diffusion d'un froid constant et de longue durée tout en restant malléable et agréable à utiliser.



Prise de mesures : tour de cuisse, jambe en extension 15 cm au-dessus de la rotule.

ATTELLE DE GENOU

Kit Compressive Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-traumatique, Entorse avec œdème, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression + thérapie par le froid, fournie avec 2 compresses de froid 30 x 15 cm (possibilité d'utilisation avec 4 compresses 15 x 15 cm),
- Éclisses postérieures et latérales amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000933	6034893
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000940	6034895

LPPR : 2124338 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Kit Compressive Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU COMPRESSIVE SEULE (sans compresse de froid)

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000858	6034718
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000865	6034719

LPPR : 2124338 / 57,23€^{TTC}


Prescrire : Attelle de genou Compressive seule - Orliman®



ÉVOLUTIF



Cryothérapie



Prise de mesures : taille individu.

ATTELLE DE CHEVILLE

2 en 1 Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme,
- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.000612	6034692
Standard	> 160 cm	3664338.000629	6034693

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}


Prescrire : Attelle de cheville 2 en 1 Cryotec® - Orliman®



ÉVOLUTIF



Cryothérapie



Prise de mesures :
taille individu.

ATTELLE DE CHEVILLE

Air/Gel Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001183	6035109
Standard	> 160 cm	3664338.001220	6035113

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville Air/Gel Cryotec® - Orliman®



Prise de mesures :
taille individu.



ÉVOLUTIF



Cryothérapie

Kit dentaire Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Douleurs dentaires, Post-opératoire (dents de sagesse...).

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie « Flocon de neige » n'agressant pas la peau,
- Compresse de froid malléables même congelées permettant d'envelopper le visage tout en suivant les courbes,
- Sangle de maintien pour une plus grande liberté de mouvement.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000926	6034889

Non remboursé

Prescrire : Kit dentaire Cryotec® - Orliman®



Cryothérapie


Cryopump® , le soin par la cryothérapie compressive



Les produits CRYOPUMP® associent la technologie de la **cryothérapie** et la **compression localisée**.

Grâce à la compresse de gel et à la zone d'air adaptées à la morphologie et physiologie du corps humain, ces attelles apportent un **soin en continu** et une diffusion du froid sur toute la zone musculaire et articulaire.

LA TECHNOLOGIE DES PRODUITS CRYOPUMP®



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Épaulière Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-opératoire et post-traumatique, Capsulite.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'épaulière anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau de l'acromion pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses trois sangles (dont une amovible) facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 sangle amovible,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Compresses de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.6028940.9
LPPR : 1156684 / 15,24€ ^{TTC}	

Prescrire : Épaulière Cryopump® - Orliman®

Genouillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010. 6028941. 6
LPPR : 2124338 / 57,23€ ^{TTC}	

Prescrire : Genouillère Cryopump® - Orliman®

Genouillère articulée Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :


Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement,
- 2 cadrans articulés amovibles aident la sécurisation latérale.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002104	6085589
LPPR : 2152211 / 102,29€ ^{TTC}		

Prescrire : Genouillère articulée Cryopump® - Orliman®

Attelle de genou évolutive Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'attelle de genou évolutive Cryopump® est développée en deux parties dissociables permettant de passer du traitement en phase d'immobilisation (grâce à des éclisses postérieures préformées, latérales amovibles et modelables) en phase de maintien renforcé (grâce à ses éclisses latérales articulées),
- Ses deux zones de compression graduelle par pompe permettent une meilleure répartition du froid.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid anatomiques et 2 compresses de froid rectangulaires,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrons articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002395	6120301

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTTC}

Prescrire : Attelle de genou évolutive Cryopump® - Orliman®



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Compresses de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

Chevillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique,
Rééducation.

CARACTÉRISTIQUES :

- La cheville anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau du talon pour une meilleure adaptation morphologique,
- Sa sangle facilite la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.


TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.001480	6035380

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTTC}

Prescrire : Chevillère Cryopump® - Orliman®



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Compresses de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

Compresse de froid & chaud/froid

Compresse de froid Réutilisable

INDICATIONS :

Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête, Tendinites, Arthrose (poussée inflammatoire), Piqûres d'insectes, Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix :
15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- Diffusion du froid :
2h (15 x 15 cm) ou 4h (30 x 15 cm).



TAILLE	EAN 13	ACL 7
15 x 15 cm	3664338.000582	6034688
30 x 15 cm	3664338.000599	6034689

Non remboursé

- Diffusion d'un froid constant et de longue durée,
- **Malléable** grâce à la technologie de type flocon de neige,
- **Ne brûle pas la peau.**

Prescrire : Compresse de froid - Orliman®

COMPRESSE CHAUD/FROID RÉUTILISABLE

Thermopad

INDICATIONS :

Chaud : Contractures, Courbatures, Lomalgie, Arthrose (raideur articulaire), Crampes, Douleurs musculaires, Torticolis...

Froid : Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête, Arthrose (poussée inflammatoire), Piqûres d'insectes, Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix :
15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- Diffuse 20 minutes de chaud ou froid.




TAILLE	EAN 13	ACL 7
15 x 15 cm	3664338.000827	6034714
30 x 15 cm	3664338.000834	6034716

Non remboursé

Prescrire : Compresse chaud/froid Thermopad - Orliman®

Bandes de contention **Neostrap®**



Les nouvelles bandes de contention **Neostrap®** sont élégantes, confortables et respirantes. Grâce à leur conception spécifique et leur système de fixation auto-agrippant micro-injection, elles vous permettront d'effectuer **un strapping efficace sans coller à la peau.** Sans Latex, **hypoallergéniques**, elles sont **lavables et réutilisables plusieurs fois.**

Neostrap®, l'élément indispensable dans votre trousse à pharmacie, à la maison ou en voyage.

TABLEAU DE RECOMMANDATION


TECHNOLOGIE NEOSTRAP®



Tissage esthétique et performant
Auto-agrippant compatible,
Indémaillable
(découpable dans les 2 sens).

Revêtement «seconde peau»
Pour un contact cutané agréable,
confortable et un maintien optimal.
(Sans Latex, hypoallergénique,
sans agent collant, résistant aux usages répétés.)

Fixation auto-agrippante micro-injection
pour une fixation parfaite et un maintien performant.



Respirante et extensible



- Doigts/orteils
- Petits bobos

2,5 CM



- Coude/poignet
- Cheville

5 CM



- Genou
- Mollet

7,5 CM



- Épaule
- Cuisse

10 CM



- Cryothérapie
(maintien de compresse)

10 CM

BANDE DE CONTENTION RÉUTILISABLE

Neostrap®

- Contention adaptée à la traumatologie sportive et générale (entorses, tendinites, elongations, contusions, contention musculaire...),
- Maintien de pansements et protection des zones sensibles (plaies des extrémités, tête, épaules, talons...),
- Maintien de compresse dans le cadre de traitement en cryothérapie (compresses de froid et compresses chaud/froid Thermopad, Protocole R.I.C.E.).

● NOIR

TAILLE	EAN 13	ACL 7
2,5 cm x 50 cm	3664338.001381	6035131
5 cm x 1 m	3664338.001398	6035132
7,5 cm x 1 m	3664338.001404	6035134
7,5 cm x 2 m	3664338.002647	6138616
10 cm x 1,5 m	3664338.001411	6035136

Non remboursé

Prescrire : Bande de contention Neostrap® - Orliman®







OUTILS

Afin de développer votre expertise et de mettre en avant vos solutions d'orthopédie et de podologie, nous vous proposons divers outils, permanents ou saisonniers, pour l'équipe officinale ou vos patients.


ACTIVITÉS SPORTIVES, LOMBALGIE, TMS...

Vos patients sont toujours à la recherche de conseils et d'information, ils comptent donc sur votre expertise pour les guider et leur délivrer le produit qui leur sera le plus adapté.

En parallèle, la catégorie de l'orthopédie est en plein essor et de plus en plus visible : elle nécessite une segmentation claire et impactante, pour que chacun puisse y trouver la solution adéquate.

TOTEMS, AFFICHES, RÉGLETTES, CONSEILS DE MERCHANDISING...


Nous vous accompagnons avec plaisir dans la mise en avant de votre rayon afin que votre expertise soit valorisée.



NOUVEAU

Mon dos & moi®

Application mobile pour les patients



80% des Français vont présenter au moins un épisode lombalgique dans leur vie¹ !

Face à la lombalgie, certain(e)s de vos patient(e)s ont pour réflexe de cesser toute activité physique par peur d'avoir encore plus mal. Il peut en résulter une perte d'adaptation à l'effort voire un renfermement sur soi. Malgré les idées reçues, conserver une activité physique est essentiel afin de (re)muscler le dos. Comme l'indique la HAS (Haute Autorité de Santé) : « L'activité physique est le traitement principal permettant une évolution favorable de la lombalgie et d'éviter une récédive ».



L'APPLICATION CONTRE LE MAL DE DOS !

Orliman® vous présente son application mobile **Mon dos & moi®**, tout spécialement développée pour accompagner vos patient(e)s au quotidien durant leurs problèmes de dos.

Au travers d'un contenu riche et varié et d'exercices physiques à pratiquer en toute sécurité, vos patient(e)s apprendront à prendre soin de leur dos au quotidien !



CONSEILS & ASTUCES

Les bons gestes et les bonnes postures du quotidien à adopter pour reprendre de bonnes habitudes.



EXERCICES

Des exercices de musculation, étirement, relaxation... À pratiquer à sa convenance et à programmer pour bénéficier d'un véritable coaching.



BOÎTE À INFOS

De nombreux articles pour en apprendre davantage sur la lombalgie et même des quiz pour tester ses connaissances.



PROFIL

Une courbe de profil à renseigner régulièrement pour garder le contrôle et échanger plus facilement avec son professionnel de santé.

Disponible gratuitement sur :



Mon dos & moi® est une application de conseils, les informations et les services proposés ne doivent en aucun cas se substituer à une consultation, une visite ou un diagnostic formulé par un professionnel de santé. En cas de doute ou de douleur, demandez conseil à un professionnel de santé. ¹ Source : lombalgie.fr - Mars 2019.

Les Box thématiques

Manubox®, Lombobox®, Genubox® ...



Une Box c'est quoi ?

Une communication ciblée tout au long de l'année, des outils adaptés aux besoins de votre officine.

DES OUTILS POUR VOUS



1. Catalogues produits thématiques. 2. Guides de délivrance. 3. Goodies utiles...

DES SUPPORTS DE VISIBILITÉ POUR VOTRE OFFICINE



DES OUTILS POUR VOS PATIENT(E)S



4. Blocs questionnaires pour sensibiliser, créer le lien et apprendre à connaître vos patients. 5. Magazines « Orlimag » pour les informer. 6. Outils de communication à disposer en linéaires ou sur le comptoir.

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.



7. Affiches vitrine pour une visibilité impactante. 8/9. Pièces de mannequin et présentoirs pour une mise en avant des produits, selon offre commerciale.

PLV & Merchandising

VALORISER VOTRE EXPERTISE EN ANIMANT VOTRE POINT DE VENTE

Partageons ensemble l'envie et le plaisir de satisfaire vos patients, de gagner en expertise & d'accroître votre visibilité. Toute l'année, nous disposons d'outils permanents et thématiques afin de dynamiser et animer votre espace de vente.

Prenez contact avec votre technico-commercial(e) pour découvrir nos supports de visibilité d'actualité et établir un plan de communication personnalisé.

DES OUTILS DE VISIBILITÉ PERMANENTS



Affiches



Réglettes



Totem



Covering



Mannequins

DES OUTILS ACCOMPAGNANT UN LANCEMENT PRODUIT

Exemple : chevillère ligamentaire CheviX®.



Affiche



Flyers



Présentoir de comptoir

DES OUTILS THÉMATIQUES OU SAISONNIERS

Exemple : campagne Sports d'Hiver.



Affiche



Guide de délivrance



Catalogue



Chevalet



Affiches

Joues



Catalogue

Magazine



Présentoir de comptoir



Chevalet



Présentoir



Catalogue



Présentoir

Avec un **espace dédié au soin des sportifs**, nous vous accompagnons dans une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive. Pour plus d'informations, **rendez-vous page 160 !**



CHUT



Affiche




Guide de prise de mesures



Guide de choix




Règlettes



Présentoir

PODOLOGIE



Affiche



Catalogue



Présentoirs de comptoir



Présentoir

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

Démarche catégorielle

Soins des Sportifs

UNE OFFRE DE COMMUNICATION GLOBALE

Attentifs à l'offre en pharmacie et aux besoins des patients, nous avons développé une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive :

- Proposez une offre de produits globale (grâce à un plan complet),
- Rendez votre expertise visible (différents outils de visibilité),
- Gagnez en expertise (outil de formation),
- Animez cet espace dédié (bons de réduction).



UN [ESPACE DÉDIÉ] COMPLET POUR PROPOSER UNE OFFRE GLOBALE

Nous vous accompagnons en vous proposant une sélection des catégories de produits répondant aux divers besoins des sportifs ainsi que plusieurs possibilités de mise en place, à adapter selon la taille de votre officine.

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.



Outil Analyse & Recommandations

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Qui êtes-vous ?



Acteur +
en Orthopédie

Vous savez répondre à la prescription
avec une bonne délivrance.



Acteur ++
en Orthopédie

**Vous êtes engagé dans la délivrance
des produits d'orthopédie.**
Vous comprenez le but de chaque produit
par rapport à la pathologie, à la cible
patient et à l'action mécanique du produit.



Acteur +++
en Orthopédie

**Vous êtes force de proposition au
comptoir** en développant la délivrance
de produits d'orthopédie et en captant
de nouvelles cibles qui arrivent à la
pharmacie sans prescription.
Vous savez conseiller les patients,
vous êtes acteur de votre activité.

Où en êtes-vous ?

Potentiel Ortho

Évolution des ventes (en unité)

Catégorie	Année N-1	Année N	Potentiel Annuel	Rdv n°1 le ... / ... /	Rdv n°2 le ... / ... /	Rdv n°3 le ... / ... /	Rdv n°4 le ... / ... /
Ceinture lombaire							
Ceinture abdominale							
Collier cervical							
Chevillère de compression pure							
Chevillère avec adjonction							
Chevillère rigide							
Genouillère articulée							
Genouillère avec adjonction							
Genouillère de compression pure							
Genouillère d'immobilisation							
Épaule, Clavicule, Botte, Releveur							
Coudière, Tennis-elbow							
Poignet / Pouce							
Sport							
Podologie							
			Total CA à date				
			Trend				

PLAN DE FORMATION PERSONNALISÉ

Niveau 1

- Connaissez-vous les produits de la gamme ? Oui Non
- Connaissez-vous les cibles patients ? Oui Non
- Savez-vous mettre en place les produits ? Oui Non

Vous avez une majorité de OUI



Vous avez une majorité de NON

PROCHAINE FORMATION

Prise en main de la gamme

1 ^e Session	2 ^e Session	3 ^e Session
Prévue le : / /	Prévue le : / /	Prévue le : / /
Avec :	Avec :	Avec :
.....
.....

Niveau 2

- Connaissez-vous l'anatomie et les différentes pathologies ? Oui Non
- Savez-vous expliquer les principes mécaniques des attelles ? Oui Non
- Savez-vous utiliser les arbres décisionnels pour délivrer les produits ? Oui Non

Vous avez une majorité de OUI



Vous avez une majorité de NON

PROCHAINE FORMATION

Comprendre l'orthopédie

1 ^e Session	2 ^e Session	3 ^e Session
Prévue le : / /	Prévue le : / /	Prévue le : / /
Avec :	Avec :	Avec :
.....
.....

Niveau 3

- Savez-vous détecter les signaux d'alerte au comptoir ? Oui Non
- Faites-vous du conseil associé en orthopédie ? Oui Non
- Avez-vous des demandes de sportifs ? de femmes enceintes ? Oui Non

Vous avez une majorité de NON

PROCHAINE FORMATION

Développer les ventes en captant les nouvelles cibles en conseil

1 ^e Session	2 ^e Session	3 ^e Session
Prévue le : / /	Prévue le : / /	Prévue le : / /
Avec :	Avec :	Avec :
.....
.....

Niveau 1 **Prise en main de la gamme**

	Connaissance de la gamme	Connaissance des différentes cibles	Maîtrise de la mise en place des produits
1 ^{re} Session			
2 ^e Session			
3 ^e Session			

Niveau 2 **Comprendre l'orthopédie**

	Compréhension des différentes pathologies	Compréhension des principes mécaniques des attelles	Maîtrise de l'utilisation des arbres décisionnels
1 ^{re} Session			
2 ^e Session			
3 ^e Session			

Niveau 3 **Développer les ventes en captant les nouvelles cibles en conseil**

	Détection des signaux d'alerte au comptoir	Maîtrise du conseil associé en orthopédie	Réponse aux demandes des sportifs / des femmes enceintes
1 ^{re} Session			
2 ^e Session			
3 ^e Session			

ANALYSE DU POINT DE VENTE & RECOMMANDATIONS

Vitrine

	Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
Premier Rendez-vous Le / /
Second Rendez-vous Le / /

Linéaire **Rayon orthopédie**

	Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
Premier Rendez-vous Le / /
Second Rendez-vous Le / /

Zones promotionnelles Comptoir, tête de gondole...

	Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
Premier Rendez-vous Le / /
Second Rendez-vous Le / /

Présentoirs

	Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
Premier Rendez-vous Le / /
Second Rendez-vous Le / /

PROPOSITION DE PLAN DE RÉFÉRENCEMENT

Phase 1 Base de travail

Acteur +	Acteur ++	Acteur +++
<ul style="list-style-type: none"> - Collier C1 - Bandage d'immobilisation d'épaule - Neo Soft® - Neo Confort® - Neo Rhizo Confort® - Confort Plus® Poignet-Pouce - Epi'R® - Lombobelt Renfort® 21 et 26 cm - L'Évolutive® 21 et 26 cm - Rotulig® - Genu'R® - Chevilig® - Memoforme® 	<p>En complément de Acteur + :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutec® - Lombobelt Activ® 21 et 26 cm - Should'R® - Genulig® - Genuforte® - Chevistrap® - Cheviforte® <p>- Gamme C.H.U.T. Orliman® FeetPAD (chaussures thérapeutiques à usage temporaire)</p> <p>- Gamme Compresse de froid</p>	<p>En complément de Acteur ++ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lombotherm® - Lombobelt® - Babylob® - Rotulig Move® - Rotulig Stab® - Memostab® - Manutec Soft® <p>- Gamme Crypump® (cryothérapie compressive)</p>

Phase 2 En complément de la phase 1

Acteur +	Acteur ++	Acteur +++
<ul style="list-style-type: none"> - Manutec® - Collier C2 - Lombobelt Activ® 21 et 26 cm - Babylob® - Genulig® - Genuforte® - Cheviforte® <p>- Gamme Orliman® FeetPAD (podologie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collier C2 - Neo Finger® - Manutec Soft® - Abdobelt® - Lombosoft® - Babylob® <p>- Gamme Orliman® FeetPAD (podologie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Shouldop® (avec et sans coussin) - Genurom Neo® - Flexilig® - Dynamic Fix® <p>- Gamme Cryotec®</p> <p>- Gamme Orliman® FeetPAD (podologie)</p> <p>- Gamme Orliman® Kids (pédiatrique)</p> <p>- Gamme Orliman® Sport</p>

Phase 3 En complément de la phase 2

Acteur +	Acteur ++	Acteur +++
<ul style="list-style-type: none"> - Abdobelt® - Neo Finger® <p>- Gamme C.H.U.T. Orliman® FeetPAD (chaussures thérapeutiques à usage temporaire)</p> <p>- Gamme Compresse de froid</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lombobelt® - Dynamic Fix® - Rotulig Move® - Rotulig Stab® - Memostab® <p>- Gamme Crypump® (cryothérapie compressive)</p> <p>- Gamme Orliman® Kids (pédiatrique)</p> <p>- Gamme Orliman® Sport</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Should Sport® - Should 90® - Neo Boxer® - Genuflex Rom® - Boxia® - Chaussure à décharge - Botimed® <p>- Gamme Orliman® One Plus (morphologies spécifiques)</p>



Pour la France :

Distributeur : SM Europe - Z.A. La Herbetais, 35520 La Mézière - France
Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Fabricante/Fabricant:

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00 · Export Tel.: +34 96 274 23 33
E-mail: orto@orliman.com · Export mail: export@orliman.com · www.orliman.com

Siret : 420574626 RCS Rennes. Crédits photos : SM Europe, Christophe Lecrenais,
Vincent Bauza, Fotolia[®], iStock[®], Thinkstock[®]. Photos non contractuelles. 200101_T.